

# scala

## Electronic Body Scale

### SC 4120 user manual




Thank you for your choosing this electronic personal scale! To ensure proper operation and maintain the lifespan of the scale, please read the manual carefully before usage.

#### Features:

- ◆ Max Capacity: 180kg.
- ◆ Graduation: 50 gram.
- ◆ Weighing Range: 0.20kg - 180kg.
- ◆ Unit modes: kg/lb/st.
- ◆ High precision strain gauge sensor system.
- ◆ 6mm thick tempered glass platform.
- ◆ LCD display with backlight, Easy to read.
- ◆ Step-on Technology, Switch-on over 3kg.
- ◆ Auto-zero and Auto switch-off.
- ◆ Overload display indicator.
- ◆ Low battery display indicator.
- ◆ Battery Powered: 2 x AAA batteries.


#### Battery Powered:

Please put the batteries in the battery compartment at the back of the scale. And please make sure to match - and + signs on the batteries correctly when install the batteries.



#### Units Switch:

The scale is designed with three kinds of weighing units to choose, kg/lb/st. Press the unit key at the back of scale to choose the weighing unit you'd like to use.




#### Weighing Procedures:

1. Keep the scale on the flat surface and stable floor, Let the scale shut off automatically.



2. Please step on the glass platform, the scale will turn on automatically. Stand still for some seconds until LCD display shows your body weight, the body weight is blinking.



3. The scale will turn off automatically after 5 seconds.

#### Special Indicators:

- Low Battery. Please remove the old batteries and change new ones.

- Overload. The maximum weight (180kg) had been exceeded.

#### Precautions:

- ◆ Please don't keep the scale on carpet or other soft floor to weigh in order to avoid inaccuracy.
- ◆ Please don't accumulate items on the surface of scale to avoid power consumption and shortening lifespan of battery when the scale is off duty.
- ◆ Please avoiding water splashing and keep the tempered glass platform to be dry in order to avoid slipping over when weighing and the damage of electronic parts of the scale.
- ◆ Please clean the scale tempered glass surface with a slightly damp soft cloth. Do not use corrosive cleaner or immerse the scale directly into water.
- ◆ Please pick up the battery when the scale won't be used for a long time.
- ◆ Please dispose the end-of-life batteries properly in order to protect our environment.
- ◆ The scale is designed only for household body weighing, not for commercial or medical use.

REV.20210202 PN.8241200020



#### D Entsorgungshinweise

Defekte oder nach Ende der Nutzungsdauer außer Betrieb genommene Geräte können Rückstände enthalten, die ein Risiko für die Umwelt darstellen könnten. Bitte entsorgen Sie das Gerät sachgerecht über eine kommunale Sammelstelle für elektrische Altgeräte. Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Im batterievertreibenden Handel sowie in kommunalen Sammelstellen stehen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

#### GB Disposal notes

The defective device at the end of their life may contain material that might be a hazard to the environment. Dispose of the device as prescribed, i.e., at a collection point for electrical scrap. The disposal of batteries is regulated. Spent batteries are collected at collection points provided by battery dealers and the communities.

#### NL Instructies voor afvalverwerking

Defecte apparaten of apparaten die na afloop van de gebruiksduur niet langer worden gebruikt, kunnen restanten bevatten die een risico kunnen vormen voor het milieu. Lever het apparaat zoals voorgeschreven in bij een gemeentelijk inzamelpunt voor afgedankte elektrische apparatuur. Batterijen moeten op correcte wijze worden afgevoerd. In de batterijverkopende handel en in gemeentelijke inzamelpunten staan overeenkomstige houders ter beschikking om lege batterijen te deponeren.

#### F Informations de mise aux déchets

Les équipements défectueux ou mis hors service à la fin de la durée d'utilisation peuvent contenir des résidus pouvant présenter un risque pour l'environnement. Veuillez vous débarrasser correctement de l'appareil auprès d'un point de collecte municipal pour anciens appareils électriques. Les piles doivent être éliminées de manière conforme. Dans les magasins de batteries et les points de collecte municipaux, des conteneurs appropriés sont disponibles pour l'élimination des batteries.

#### E Instrucciones de desecho

Los aparatos defectuosos o que han llegado al final de su vida útil pueden contener residuos que podrían suponer un riesgo para el medio ambiente. Por favor, deseche el aparato adecuadamente en un punto de recogida municipal de equipos eléctricos viejos. Las pilas se deben desechar adecuadamente. En las tiendas de venta de pilas y en los puntos de recogida municipales se dispone de contenedores apropiados para desechar las pilas.

#### I Note per lo smaltimento

Gli apparecchi difettosi o non più utilizzabili al termine della loro durata utile possono contenere dei residui, costituenti un imminente rischio per l'ambiente. Vogliate smaltire l'apparecchio in maniera appropriata presso i centri di raccolta comunali per apparecchiature elettriche vecchie. Le batterie vanno smaltite in modo appropriato. A tal fine nei negozi che vendono batterie nonché nei centri di raccolta comunali si trovano rispettivi contenitori di raccolta per garantire uno smaltimento appropriato.

#### SE Information om avfallshantering

Defekta eller uttjänta apparater kan innehålla rester som skulle kunna utgöra en risk för miljön. Avfallshanteras apparaten korrekt som elskrot hos kommunens återvinningscentral. Batterier måste avfallshanteras fack-mässigt. Batteribehållare finns i handeln som säljer batterier och å på kommunens återvinningsstationer /mijöstationer.

#### DK Informationer vedr. bortkastning

Efter apparatets brugstid bortkastes det fagligt korrekt via et kommunalt indsamlingssted for gamle elektroniske apparater. Batterier skal bortkastes fagligt korrekt. Til dette formål findes der i butikker, der sælger batterier samt på de kommunale indsamlingssteder, beholdere til bortkastning af batterier.

#### PL Instrukcje dotyczące utylizacji

Uzuwanie zużytego produktu winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Informacji udziela administracja samorządowa. W celu należytej utylizacji baterii w sklepach handlujących bateriami oraz gminnych punktach zbiórki udostępniono odpowiednie pojemniki. Opakowania należy usuwać odpowiednio do ich rodzaju.

#### CZ Pokyny pro likvidaci

Vadné přístroje resp. přístroje vyřazené z provozu po skončení jejich životnosti mohou obsahovat zbytkové materiály představující riziko pro životní prostředí. Přístroj řádně zlikvidujte, a to tak, že jej odnese na recyklační dvůr, kde lze odložit staré elektropřístroje. Baterie lze zlikvidovat v souladu s předpisy. V obchodech prodávající baterie a v komunálních sběrnách jsou k dispozici příslušné sběrné nádoby, kam lze baterie vyhodit.

#### D Garantie

Wir übernehmen 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Wir garantieren für die einwandfreie Beschaffenheit des Gerätes. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Sollten sich wider Erwarten Mängel herausstellen, schicken Sie bitte den Artikel an den Importeur. Legen Sie bitte den Kaufbeleg und eine kurze Fehlerbeschreibung bei. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen.

#### GB Warranty

We grant a warranty of two years for the device. The cash voucher is your warranty certificate. The product will be repaired free during the warranty period. The warranty does not cover damage due to improper handling, accident, non-compliance with the instructions for use or unauthorized modifications of the product.

#### NL Garantie

Wij bieden 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Wij garanderen de foutloze toestand van het apparaat. Binnen de garantietermijn herstellen wij gratis alle materiaal- of productiefouten. Als er tegen verwachting in gebreken ontstaan, stuur het artikel dan op naar de importeur. Voeg hieraan het aankoopbewijs en een korte beschrijving van de fout toe. Uitgezonderd van de garantie zijn beschadigingen die het gevolg zijn van een onoordeelkundige behandeling.

#### F Garantie

Nous prenons en charge une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat.

Nous garantissons le parfait état de l'appareil. Pendant la période de garantie, nous réparerons gratuitement tout défaut de matériel ou de fabrication. Si vous constatez un nouveau défaut, veuillez envoyer l'article au importateur. Veuillez joindre le bon d'achat et une brève description de l'erreur. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise manipulation.

**E Informaciones de garantía**  
El aparato tiene una garantía de 2 años. El recibo de la compra sirve de certificado de garantía. Durante el periodo de garantía, el aparato defectuoso será reparado gratuitamente. La garantía no cubre los daños que resulten de un manejo inadecuado, accidentes, no observación de las instrucciones de uso o cambios en el aparato por parte de terceros.

**I Garanzia:**  
Si concede una garanzia di 2 anni a partire dalla data d'acquisto. Si garantisce perciò la perfetta proprietà di questo articolo. Durante il periodo di garanzia rimediamo gratuitamente tutti i difetti di materiale o produzione. Qualora, contro ogni aspettativa, dovessero verificarsi dei difetti, si prega di spedire l'articolo in stato accuratamente confezionato al importatore. Affinché la Vostra spedizione possa essere disbrigata rapidamente, si prega di allegare la ricevuta d'acquisto e una breve descrizione dell'errore.

**SE Garantiinformation**  
Vi ger en garanti på 2 år på apparaten. Kassakvittot gäller som garantibevis. Under garantitiden repareras den defekta apparaten kostnadsfritt. Garantien gäller inte för skador som beror på felaktig behandling, olyckor,



att bruksanvisningen inte efterföljs eller ändringar på apparaten av tredje part.

**DK Oplysninger om garanti**  
Vi yder en garanti på 2 år på enhed. Kassebonen gælder som dokumentation. Under garantiperioden vil et defekt termometer blive repareret uden betaling. Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert håndtering, uheld, tilsidesættelse af brugsanvisningen eller omforandringer af termometeret ved tredje part.



**PL Gwarancja**  
Udzielamy 2-letniej gwarancji od daty zakupu. Gwarantujemy niezawodne działanie urządzenia. W okresie gwarancyjnym bezpłatnie usuwamy wszystkie usterki materiałowe lub produkcyjne. Jeżeli wbrew oczekiwaniom wystąpią usterki, proszę wysłać artykuł do importera. Proszę dołączyć dowód zakupu i krótki opis usterki. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.

**CZ Záruční lhůta**  
Poskytujeme záruku po dobu 2 let od data nákupu. Zaručujeme dokonalé provedení tohoto výrobku. Během záruční lhůty opravíme všechny vady materiálu nebo výrobní vady. Pokud se vady v rozporu s očekáváním vyskytnou, pošlete prosím výrobku zpět na dovozce. Přiložte doklad o zakoupení a popis vady, aby bylo možné tento problém napravit co nejdříve. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným zacházením, vztahující se k baterii nebo obalu.



scala®  
SC 4120




- 2 -





- 3 -



- 4 -



- 5 -



**Import**  
K-jump Health Co., Ltd.,  
No.56, Wu Kung 5th Rd.  
New Taipei Industrial Park,  
New Taipei City, 24890 Taiwan

SCALA Electronic GmbH  
Ruhlsdorfer Str. 95  
14532 Stahnsdorf  
www.scala-electronic.de

REV.20210305 PN.8241200020

- 6 -