

DK Digitalt febertermometer SC1501 med en fleksibel målespids, med feberalarm **CE 0197**


Sørligt SC 1501 er et maksimum termometer, dvs. at den højeste temperatur allerede vises efter ca. 10 sekunder. Den henholdsvis sidst målte værdi gemmes.

Sikkerhedsinstruktioner

- Termometeret er udelukkende beregnet til måling af menneskelig kropstemperatur i munden eller armhulen.
- Termometeret er udelukkende beregnet til privat brug i hjemmet og ikke til erhvervsmæssig brug.
- Brugere og/eller patienter skal indberette enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med produktet, til producenten og den komplette myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.
- Termometeret indeholder små dele (batterier osv.), som kan sluges af små børn. Opbevar derfor batterier og termometer udenfor børns rækkevidde. Hvis et batteri eller en anden del blev slugt, er det nødvendigt straks at søge lægehjælp.
- De vedlagte batterier må ikke oplades eller aktivieres på ny med andre midler, ikke skilles ad, kastes i liden eller kortsluttes. Batterier skal kastes bort på rette vis. Til dette formål står der i butikker, der sælger batterier, samt på kommunale indsamlingssteder tilsvarende beholdere til bortkastning af batterier.
- Beskyt SC 1501 mod sollys og temperaturer over 50°C
- Lad ikke SC 1501 falde og undlad at åbne det (med undtagelse af batteriummet til udsifting af batteriet).

Benjætningsvejledning

For at tænde for termometeret, tryk på I/O-tasten. En kort signallyd angiver tilstanden „tændt“. Samtidig gennemføres en segment test (kontrol af alle segmenter i displayet og en intern funktionskontrol) (se under „Funktions-test“).



Hvis temperaturen rundt om temperatur-foreleren er lavere end 32°C, vises efterfølgende et „L“ og „°C“. Efter ca. 1 sekund begynder „°C“ at blinke. „L“ står for low (lav - lavere end 32°C). Under målingen vises den aktuelle temperatur løbende og „°C“ blinker under hele målingen. Efter ca. 10 sekunder er målingen afsluttet.

Feberalarm

Hvis der måles en legemstemperatur over 37,5°C , advarer apparatet med hurtigt efter hinanden følgende signallyde og det blinkende display.

Efter målingen bliver den målte temperaturværdi stående i displayet indtil SC 1501 slukkes. Sluk det brug for apparatet ved kort at trykke på tasten I/O. Derved hører du igen signallyden. Hvis der ikke slukkes for apparatet, lyder signallyden igen efter ca. 3 minutter og apparatet slukkes automatisk.

Visning af den sidst målte værdi

Hvis du under tændingen holder I/O-tasten trykket i længere end 3 sekunder, vises den sidst målte værdi i displayet. Så snart du slipper I/O-tasten igen, er apparatet parat til at måle.

Intern funktions-test

Termometerets korrekte funktion kontrolleres automatisk, hver gang der tændes for det. Først vises alle segmenter og derefter „L“. Hvis der opdaget en fejlfunktion (måling mod intern referencemodstand), vises „ERR“ (error = fej) i displayet.

Forskelle mellem målte værdier

Afhængig af, hvor der måles, er der forskelle på de målte temperaturer. Det er normalt og afhænger af den forskellige fordeling af temperaturen i det menneskelige legeme. Således har man f.eks. ved en rektal målt temperatur på 36,6° i oralt målt værdi på 36,1°, mens der under armen måles 35,8°.

Steder man måler i

I mundhulen er så små forskelle i temperaturen fra måling til måling normale. Disse forskelle forårsages af den forskellige fordeling af temperaturen i mundhulen. For termometeret ind i en af de varmekommer under tungen, til venstre og højre for tungender. Temperatur måleren skal være i god kontakt med vævet. Luk munden og træk vejret roligt gennem næsen, så måleresultatet ikke påvirkes af vejtrækningen. Måle tid: ca 10 sekunder

SE Digitalt klinisk termometer SC1501 med flexibel måtspets, med feberalarm **CE 0197**


Egenskaper SC 1501 är en maximum termometer, dvs. den högsta temperaturen visas redan efter 10 sekunder. Det senaste mätvärdet sparas.

Säkerhetsinformation

- Termometern är uleskuttande avsedd för mätning av kroppstemperatur hos människor via munnen eller armhålen. Termometern är endast avsedd för privat bruk i hemmiljö och inte för kommersiellt bruk.
- Användare och/eller patienter måste rapportera alla allvariga incidenter som inträffar i samband med produktén till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.
- Termometern innehåller mindre delar (batterier etc.), som barn kan råka svälja. Förvara därför denna termometer alltid utom räckhåll för mindre barn. Har någon råkat svälja ett batteri eller en annan del, måste man omedelbart söka medicinsk hjälp.
- De bifogade batterierna får ej laddas eller på annat sätt reaktiveras, inte tas isär, kastas in i öppen eld eller kortslutts. Avfallshanteringen måste utföras fackmässigt. För detta ändamål finns det motsvarande behållare i handeln (som har batterier i sitt sortiment) och på kommunala samlingsställen.
- SC 1501 måste skyddas mot sollys och temperaturer över 50°C.
- Tappa inte SC 1501, bój den inte och öppna den inte (utom batterifacket vid batterivbyte).

Bruksanvisning

Tryck på I/O-knappen för att sätta på termometern. En kort ljudsignal bekräftar att apparaten är ”påkopplad“. Samtidigt utförs en segmenttest (kontroll av alla segment på displayen) och en intern funktionskontroll (se ”Funktionskontroll“).



Vid en temperatur vid temperatursensorn lägre än 32°C visas sedan ett „L“ och „°C“. Efter ca 1 sekund börjar „°C“ att blinka. „L“ betyder low (lägt – lägre än 32°C).

Medan mätning pågår visas den aktuella temperaturen kontinuerligt och nämnda „°C“ blinkar ända till mätningen avslutats, vilket tar ca 10 sekunder.

Feberalarm

Vid en kroppstemperatur över 37,5°C, varnar apparaten med snabba signalljud och blinkande display.

Måtesultatet visas på displayen ända tills den SC 1501 stängs av. Stäng av apparaten efter användning genom att kort trycka på I/O-knappen. Du hör nu åter ljudsignalen. Stängs apparaten inte av, hörs ljudsignalen efter ca 3 minuter och apparaten stängs av automatisk.

Indikering av det senaste mätvärdet

Trycker du vid påkoppling av apparaten på I/O-knappen längre än 3 sekunder, visas det senaste mätvärdet på displayen. När du släpper I/O-knappen igen, är apparaten dritklar.

Intern funktionskontroll

Termometerns korrekta funktion kontrolleras automatiskt varje gång du sätter på den. Först visas alla segment och därefter „L“. Fastställs en fejlfunktion (mätning mot intern referensmotstånd), visas „ERR“ (error = fel) på displayen.

Varierande mätvärden

Beroende på var man mäter kan temperaturen variera. Detta är helt normalt och beror på temperaturförändringen i människans kropp. Är temperaturen vid rektal mätning exempelvis 36,6°C, kommer temperaturen som mäts oralt att ligga på 36,1°C medan den i armhålen endast är 35,8°C.

Mätställen

Mundhålen (oral)

I munhålan är mindre temperaturvariationer från mätning till mätning normala. Dessa förorsakas av den varierande temperaturförändringen i munhålan. För in termometern under tungan (varmekörlet) till höger och vänster sidan om tungbasen. Det är viktigt att temperatursensorn erhåller en bra kontakt till vävnaden. Stäng munnen och andas lugnt genom näsan. På detta sätt undviker man en påverkan av mätresultatet genom andningsluften. Måttid: ca 10 sekunder.



Armhålen (axillär)

Grundregeln är att det ska sätt att mäta inte tillräckligt exakta värden. Det är därför olämpligt om man vill genomföra exakta mätningar. Kontakten mellan temperatursensorn och armhålan är nämligen betydligt sämre än vid oral eller rektal mätning. Därmed är det inte möjligt att skapa den nödvändiga temperaturjämnningen mellan temperatursensorn och vävnaden.

Batteritype
 visas på displayen, är batteriet tomt och måste bytas. Ersätt det tomma batteriet med ett av samma typ. Gör enligt följande:
Ta loss batterifackets lock genom att dra loss det. Batteriet är nu tillgängligt. Ta bort det tomma batteriet med hjälp av ett spetsigt föremål (pincett, liten skruvmejsel etc.) och sätt i det nya batteriet (LR 41 eller SR 41). Besiktia rätt monteringsläge. Batterier finns i butik och elförärfare.

Måteknisk kontroll

Det är i regel inte nödvändigt, att kontrollera din febertermometers SC 1501 mätnoggrannhet. För apparater, som används på medicinska mottagningar i Tyskland, måste enligt förordningen om användning av medicinska produkter (1998:06:29, version offentliggjord 2002-08-21, senaste ändring genom lagens artikel 4 2009-07-29) en måteknisk kontroll utföras efter 2 år. Om du önskar en måteknisk kontroll (på egen bekostnad) utförs denna av Justeringsverket.

Rengöring och desinfektion

Apoteken har i sitt sortiment bomullstussar med alkohol från olika företag, med vilka apparaten kan torkas av komplett. För desinfektion vid användning på medicinska mottagningar rekommenderas Mucocit®-F2000 eller Heilpur®-Hplus. Båda är effektiva mot alla sjukhussjukans alstrare och kan köpas på alla apotek.

Mikro bakteriell kontamination

Då man vid privat användning inte kan garantera en hundraprocentig desinfektion, bör varje patient alltid användas sin egen febertermometer.

Information om avfallsanstrering

När apparaten kasseras måste den lämnas till ett kommunalt uppsamlingsställe för kasserade elektroniska apparater. När det gäller batterier måste avfallshanteringen utföras fackmässigt. För detta ändamål ställer handeln (som har batterier i sitt sortiment) och kommunala uppsamlingsställen motsvarande behållare till förfogande.

PL Szybki, wodoszczelny, cyfrowy termometr do mierzenia gorączki SC 1501 z elastyczną końcówką i alarmem gorączkowym **CE 0197**

Cechy szczególne

SC 1501 jest wodoszczelnym termometrem cyfrowym. Najwyższa temperatura wskazywana jest po 10 sekundach. Ostatnio zmierzony pomiarowa jest zapisywana. Alarm gorączkowy następuje od 37,5°C.

Wskazówki bezpieczeństwa


Termometr jest przeznaczony wyłącznie do pomiaru temperatury ciała ludzkiego w jamie ustnej lub pod pachą. Termometr jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego w warunkach domowych, a nie do użytku komercyjnego.

Użytkownicy i/lub pacjenci muszą zgłaszać wszelkie poważne incydenty związane z produktem producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Termometer zawiera małe elementy (baterie, itd.), które mogą połknąć dzieci. Dlatego proszę przechowywać baterie i termometer w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Jeżeli dojdzie do poknięcia baterii lub innego małego elementu, proszę natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Zapobiegaj przedzłomkowi nie wolno ładować lub reaktivować przy pomocy innych środków, nie wolno ich rozbić, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Proszę chronić SC 1501 przed promieniowaniem słonecznym i temperaturą powyżej 50°C.
- Proszę nie upuszczac SC 1501, nie zginąć go i nie otwierać (z wyjątkiem pokręteł komory baterii podczas wymiany baterii).

Instrukcja obsługi

Aby włączyć termometr, należy nacisnąć przycisk I/O. Krótki sygnał sygnalizuje stan „włączony“. Jednocześnie następuje test segmentów (wyświetlacz i wewnątrz test działania (patrz pod „Test działania“). Następnie, jeżeli temperatura na czujniku tempertury wynosi mniej niż 32°C, wyświetlane jest „L“ i „°C“. Po ok. 1 sekundzie „°C“ zaczyna migać. „L“ oznacza low (niska temperatura – niższa niż 32°C). Podczas pomiaru na bieżąco wyświetlana jest aktualna temperatura, a „°C“ miga. Po ok. 10 sekundach pomiar jest zakończony: rozbrzmiewa sygnał akustyczny i „°C“ przestaje migać.



Po pomiarze zmierzona wartość pozostaje widoczna na wyświetlaczu do momentu wyłączenia SC 1501. Po użyciu proszę wyłączyć urządzenie poprzez krótkie naciśnięcie przycisku I/O. Słychać wtedy sygnał akustyczny. Jeżeli urządzenie nie zostanie wyłączone, to po ok. 3 minutach rozbrzmiewa sygnał akustyczny i urządzenie wyłącza się samoczynnie.

Alarm gorączkowy

Jeżeli zmierzona zostanie temperatura ciała wynosząca ponad 37,5°C, urządzenie ostrzeżę użytkownika w formie szybkich sygnałów akustycznych i migającego wyświetlacza.

Wyświetlanie ostatniej wartości pomiarowej

Ostatnia wartość pomiarowa jest wyświetlana, jeżeli podczas włączania urządzenia przycisk I/O zostanie wcisnięty na dłużej niż przez 3 sekundy. Po puszczeniu przycisku I/O urządzenie przechodzi w tryb gotowości pomiarowej.

Test działania:

Za każdym razem podczas włączania termometru automatycznie sprawdzane jest jego właściwe działanie. Jeżeli zostanie wykryty błąd w działaniu (dokładności pomiaru), na wyświetlaczu pojawi się komunikat "ERR" (Error = błąd).

Różnice wartości pomiarowych:

Mierzone temperatury mogą się różnić w zależności od miejsca przeprowadzenia pomiaru. Jest to zjawisko normalne i spowodowane różnym rozkładem temperatur w ludzkim ciele. I tak na przykład przy temperaturze mierzonej odbytnicą, wynoszącej ok. 36,8°C, uzyska się przy pomiarze doustnym temperaturę rzędu ok. 36,0°C, a pod pachą ok. 35,5°C.

Miejsca pomiaru

W jamie ustnej (doustnie)

W jamie ustnej rzecza normalną są pewne wahania temperatury pomiędzy pomiarami. Są one powodowane nierównomiernym rozkładem temperatury w jamie ustnej. Włożyć termometr w jedną z dwóch komór ciepłych pod językiem po lewej i prawej stronie podstawy języka. Czujnik temperatury musi mieć dobry kontakt z tkanką. Zamknąć usta i oddychać powoli przez nos, dzięki czemu nie dojdzie do zakłócenia pomiaru wdechowym powietrzem. Czas pomiaru: ok. 10 sekund.



Pod pachą
Ta metoda pomiaru daje z medycznego punktu widzenia zbyt niedokładne wyniki. Dlatego nie jest zalecana do przeprowadzania dokładnych pomiarów.

Wymiana baterii:

Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol:  oznacza to, że bateria jest wyczerpana i wymaga wymiany na baterię tego samego typu. W tym celu zdjąć pokrywke komory baterii. Bateria jest teraz dostępna. Wyjąć zużytą baterię przy pomocy ostrego przyrządu (pęseta, mały szkróbek itp.) i włożyć w jej miejsce nową baterię (LR 41 lub SR 41). Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów baterii. Baterie można kupić w sklepach zegarmistrzowskich i elektrycznych.

Kontrola techniczna

W przypadku urządzeń pomiarowych stosowanych w praktyce medycznej przewidziana jest kontrola techniczna z przeprowadzania w cyklu 2-letnim. Blizszych informacji na ten temat chętnie udzieli Państwu pracownicy naszego Serwisu.

Czyszczenie i dezynfekcja

W każdej aptece można kupić waciki nasączone alkoholem (płaki z alkoholem) różnych producentów, przy pomocy których można kompletnie wytrzeć urządzenie. W celu dezynfekcji urządzenia stosowanego w placówce medycznej zalecamy Mucocit®-F2000 lub Heilpur®-Hplus. Obydwa środki są skuteczne przeciwko wszystkim zarażkom szpitalnym i można je dostać w każdej aptece.

Skażenie mikrobakteryjnie

Ponieważ w przypadku korzystania z urządzenia w warunkach domowych często niemożliwa jest stercupcowna dezynfekcja, zalecamy, aby każda osoba korzystała tylko ze swojego termometru. W ten sposób można uniknąć ryzyka zarażenia.

Gwarancja

Udzielamy 2-letniej gwarancji od daty zakupu. Gwarantujemy niezawodne działanie urządzenia. W okresie gwarancyjnym bezpłatnie usunemy wszystkie ustęki materiałowe lub produkcyjne. Jeżeli wbrew oczekiwaniom wystąpią ustęki, proszę wysłać artykuł do serwisu. Proszę dołączyć dowód zakupu i krótki opis ustęki. Baterie muszą być sprawnie zalkodowane i nieprawnym użytkownikom.

Informacje dotyczące usuwania odpadów:

Usunawie zużytego produktu winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Informacji udziela administracja samorządowa.

W celu należytej utylizacji baterii w sklepach handlowych bateriami oraz gminnych punktach zbiórki odosiedniono odpowiednie pojemniki.

Opakowania należy usuwać odpowiednio do ich rodzaju.

Dane techniczne:	
Typ:	Termometr maksymalny
Zakres pomiaru:	od 32,0°C do 43,9°C
	CE-oznaka notyfikowanego subjektu (TUV Rheinland)
	Temperatura poniżej 32,0°C: na wyświetlaczu „L“ jak „low“ (zbyt niska).
	Temperatura powyżej 43,9°C: na wyświetlaczu „H“ jak „high“ (zbyt wysoka).
Dokładność pomiaru:	> 0,1°C w zakresie od 35,5°C do 42,0°C
	przy temperaturze otoczenia w zakresie od 18°C do 28°C.
Autotest:	automatyczne sprawdzenie przy wstawieniu testowej 37,0°C.
	Przy rozdzielności > 0,1°C pojawia się „ERR“.
Wyświetlacz:	3-pojczyjny wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Typ baterii:	1 sztuka LR 41 lub SR 41
Wskazanie stanu baterii:	symbol  pokazuje zużytą baterię.
Wanunki przechowywania:	-20°C do +50°C; względnie od 15% do 95%, bez kondensacji

Zeichenklärung	
Producent	Producent
CE-oznaka wywnionej placówki (TUV Rheinland)	Znak CE wywnionej placówki (TUV Rheinland)
EU-representant	EU-representant
Przedstawiciel UE	Przedstawiciel UE
Zastosowany element typu BF	Zastosowany element typu BF
Wskazówki dotyczące utylizacji	Wskazówki dotyczące utylizacji
Okres produkcji (miesiący/rok)	Okres produkcji (miesiący/rok)
Proszę przeczytać instrukcję obsługi	Proszę przeczytać instrukcję obsługi
Wanunki przechowywania dotyczące temperatury i względności wilgotności powietrza	Wanunki przechowywania dotyczące temperatury i względności wilgotności powietrza
Unioqe Device Identification - system do zaleczonej identyfikacji urządzenia	Unioqe Device Identification - system do zaleczonej identyfikacji urządzenia
Uzariadenie Medyczne	Uzariadenie Medyczne
Recycling-Code	Recycling-Code
Importör	Importör
Recycling-Code	Recycling-Code
Importör	Importör
Chronione przed czasowym zanurzeniem w wodzie	Chronione przed czasowym zanurzeniem w wodzie

CZ Digitální klinický teploměr SC 1501 s flexibilní měřicí špičkou a alarmem horečky **CE 0197**

Speciální funkce


Teploměr SC 1501 je maximální teploměr, to znamená, že nejvyšší teplota je zobrazena již po 10 sekundách. Nakladatelská maximální hodnota je vždy uložena. Je-li naměřena teplota vyšší než 37,5 ° C, zazní akustický alarm horečky.

Bezpečnostní informace

- Teploměr je určen výhradně k měření tělesné teploty osoby v ústech nebo podpaží. Teploměr je určen pouze pro soukromé použití v domácím prostředí, nikoli pro komerční účely.
- Uživatelé a/nebo pacienti musí hlásit jakékoli závažné incidenty, k nimž dojde v souvislosti s tímto výrobkem, výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel a/nebo pacient sídlo či bydliště.
- Teploměr obsahuje malé části (baterie, atd.), které by mohly spolknout malé děti. Prosím, ukládejte teploměr a jeho baterii mimo dosah malých dětí.
- Chraňte teploměr SC 1501 před přímým slunečním zářením a teplotami nad 50 °C.
- Nikdy teploměr SC 1501 neupouste na zem nebo jej neotvírejte (s výjimkou prostoru určeného pro výměnu baterií).

Návod k použití

Siktněte tlačítko I/O pro zapnutí. Krátký zvukový tón udává, že přístroj je v poloze "zapnutý". Současné probíhá zkouška jednotlivých částí (jsou kontrolovány všechny části displeje a provádí se interní zkouška funkce (viz. část "Funkční zkouška").



Poté, je-li teplota naměřená teplotním dílkem nižší než 32 ° C, na displeji se zobrazí "L" a "°C". Po přibližné jednu sekundu "°C" začne blikat. "L" značí nízkou teplotu (méně než 32 °C). Aktuální teplota se během měření průběžně zobrazuje a "°C" bliká po celou dobu měření. Měření je dokončeno po asi 10 sekundách. Pokud je měření dokončeno, naměřená hodnota teploty zůstane na displeji, dokud teploměr SC 1501 není vypnut. Nechte-li přístroj po použití vypnout, stiskněte jednoduše tlačítko I/O. Opět zazní zvukový tón. Jestliže teploměr nevypnete, zvukový signál zazní po asi 3 minutách a teploměr se poté automaticky vypne.

Alarm horečky

Pokud je naměřená teplota 37,5 ° C nebo vyšší, zazní alarm horečky (krátké dvojité pípnutí asi 4 sekundy). Cykli dlouhá pípnutí ukazují, že měření je ukončeno a teplota je nižší než 37,5 ° C.

Zobrazení poslední naměřené hodnoty

Pokud budete držet tlačítko I/O stisknuté déle než tři sekundy, zobrazí se na displeji poslední naměřená hodnota. Po uvolnění tlačítka I/O je teploměr připraven k měření.

Odhady naměřené hodnoty

Naměřené teploty se budou vždy lišit v závislosti na místě měření. Jedná se o normální jev způsobený odchylkami v rozložení teploty na lidském těle. Například můžete naměřit rektální teplotu 36,6 ° C, teplotu v ústech 36,1 ° C a v podpaží 35,6 ° C.

Místa měření

V ústech (orálně)

Malé rozdíly teplot v ústech mezi jednotlivými měřeními jsou normální. Tyto rozdíly jsou způsobeny změnou rozložení teploty v ústech. Snažte se umístit teploměr v jednu z dvou teplotných kapes pod jazyk, vlevo a vpravo od kořene jazyka. Čidlo pro měření musí mít dobrý kontakt s tkání. Měření osoba by měla zavřít ústa a normálně dýchat nosem tak, aby výsledek měření nebyl ovlivněn vdechováním vzduchem. Doba měření: cca. 10 sekund.



V podpaží (axilárně)

Z lékařského hlediska tento typ měření vede k nepřesným hodnotám. Je proto nevhodný pro provádění přesných měření.

Měření bazální teploty

Teploměr může být také pohodlně a prakticky použit pro měření plodných nebo neplodných dnů v ženském cyklu za použití metody měření teploty.

Výměna baterie

Jakmile se zobrazí na displeji symbol , baterie je vybitá a je třeba ji vyměnit. Vždy vyměňte vybitou baterii za druhou stejného typu. Chcete-li provést výměnu baterie, postupujte takto:

Vylámké kryt z prostoru pro baterii. Baterie je nyní přístupná. Vyměňte použitou baterii špičatým předmětem (křeslím, malým šroubovákem atd.) a vložte novou baterii (LR 41 nebo SR41). Prosím ujtejte se, že je baterie do teploměru dána správnou stranou. Baterie si můžete koupit v klenotnictví nebo v obchodech s elektronikou.

Kontrola měření

Provádění kontroly přesnosti měření teploměru není ve většině případech nutné. Pokud požadujete kontrolu měření (na vlastní náklady), zašlejte teploměr na adresu našeho zákaznického servisu. Prosím, zkontrolujte, zda je dobře zabalená a zda jsou použity správné postovní známky.

Čištění a dezinfekce

Teploměr můžete použít namísto napuštělého alkoholem. Alkoholové tampóny lze zakoupit v jakékoli lékárně. Pro dezinfekci teploměru doporučujeme používat Mucocit®-F2000 nebo Heilpur®-Hplus, které jsou používány ve zdravotnických zařízeních. Oba produkty jsou účinné proti všem typickým patogenům a jsou dostupné v lékárnách.

Mikrobiální kontaminace

Vzhledem k tomu, že v domácím prostředí není možné zajistit stoprocentní dezinfekci, doporučujeme, aby každý pacient používal svůj vlastní lékařský teploměr.

Zaručení

Poskytujeme záruku po dobu 2 let od data nákupu. Zaručujeme dokonalé provedení tohoto výrob