



**Veterinär  
Produktsortiment  
2023**

# 30 Jahre

Seit mehr als 30 Jahren steht die Marke Scala für hochwertige veterinär Produkte.

SCALA **Veterinärthermometer** messen die Körpertemperatur von Säugetieren jeglicher Größe.

Unser Anspruch war und ist es innovative und qualitativ hochwertige Geräte auf den Markt zu bringen.

Heute sind unsere Produkte in Deutschland und weiteren 20 Ländern Europas zu finden.

Seit über 30 Jahren ist der Markenname Scala ein Symbol für hochwertige elektronische Gesundheitsprodukte und Veterinär Medizintechnik.

## Mission

Produkte der Marke SCALA stehen für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit. Unsere Veterinär-Thermometer geben Sicherheit, wenn es um die Gesundheit von Haustieren und Nutzvieh geht.

## Produkte

Wir bieten unseren Kunden ein hochwertiges Sortiment an Veterinär Thermometern an.

## Qualität

Unser Qualitätssicherungssystem erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN ISO 13485 für Medizinprodukte und wurde vom TÜV Rheinland zertifiziert.

# Digitales Veterinärthermometer

Digitale Veterinärthermometer Großtiere

Individualisiert mit ihrem Firmen LOGO

## Digitales Veterinärthermometer

- kurze Messdauer
- Messbereich von 32,0°C bis 43,9°C
- SC 1080 und SC 1091 für mittelgroße Tiere (Hunde, Schafe, Schweine...)
- SC 212 für große Tiere (Pferde, Kühe...)

Die Veterinärthermometer wurden von SCALA speziell für die Temperaturmessung bei Säugetieren hergestellt.

Der Messbereich reicht bis zu 43,9°C.



## Halteschlaufe



Die Veterinärthermometer SC 1080 und SC 1091 haben eine Besonderheit. Beide haben eine Öse für eine Halteschlaufe. Bei Verwendung der Halteschlaufe rutscht das Thermometer auch nicht bei unruhigem Verhalten des Tieres aus der Hand.

## 100% Individualität

Bei einem größeren Auftrag haben Sie auch die Möglichkeit, die Farbe des Kunststoffs an Ihre CI-Farbe anzupassen.





SC

1091



Messdauer

15 bis 25 Sek.

Messbereich

32,0°C – 43,9°C

wasserdicht

ja

Messspitze

flexibel

Gewicht

ca. 43 g

Batterie Info

Batterie enthalten, 1 x LR41



|               | SC 1080                                                                             | SC 212                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               |  |  |
| Messdauer     | 15 – 25 Sek.                                                                        | 15 Sek.                                                                               |
| Messbereich   | 32,0°C – 43,9°C                                                                     | 32,0°C – 43,9°C                                                                       |
| wasserdicht   | ja                                                                                  | ja                                                                                    |
| Messpitze     | lang, starr                                                                         | lang, starr                                                                           |
| Gewicht       | ca. 23 g                                                                            | ca. 52 g                                                                              |
| Batterie Info | Batterie enthalten, 1 x LR41                                                        | Batterie enthalten, 1 x LR03 (AAA)                                                    |



# Digitales Veterinärthermometer

Digitale Veterinärthermometer Kleintiere

Individualisiert mit ihrem Firmen


LOGO

Digitales Veterinärthermometer SC 313, SC 312 und SC 1504 für kleinere Tiere (Katzen, kleine Hunde, Hasen,...)

- kurze Messdauer
- Messbereich von 32,0°C bis 43,9°C

Der Messbereich reicht bis zu 43,9°C.

Halteschleife



Die Veterinärthermometer SC 312 und SC 1504 haben eine Besonderheit. Beide haben eine Öse für eine Halteschleife. Bei Verwendung der Halteschleife rutscht das Thermometer auch nicht bei unruhigem Verhalten des Tieres aus der Hand.

100% Individualität

Bei einem größeren Auftrag haben Sie auch die Möglichkeit, die Farbe des Kunststoffs an Ihre CI-Farbe anzupassen.





SC

1504



|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Messdauer     | ca 10 Sek.                   |
| Messbereich   | 32,0°C – 43,9°C              |
| wasserdicht   | ja                           |
| Messspitze    | flexibel                     |
| Gewicht       | ca. 19 g                     |
| Batterie Info | Batterie enthalten, 1 x LR41 |



SC 313



SC 312




|               |                              |                              |
|---------------|------------------------------|------------------------------|
| Messdauer     | 10 Sek.                      | 20 Sek.                      |
| Messbereich   | 32,0°C – 43,9°C              | 32,0°C – 43,9°C              |
| wasserdicht   | ja                           | ja                           |
| Messpitze     | flexibel                     | starr                        |
| Gewicht       | ca. 13 g                     | ca. 11 g                     |
| Batterie Info | Batterie enthalten, 1 x LR41 | Batterie enthalten, 1 x LR41 |



# Digitale Thermometer mit Hygrometer

Digitale Thermo-Hygrometer ist ein ideales Messgerät zum Überprüfen der Raumklimabedingungen.

Übermäßige Luftfeuchtigkeit fördert das Wachstum unerwünschter Organismen in Ihrem Wohnumfeld. Das Aufhalten in verschimmelten Räumen schwächt das Immunsystem und führt zu Atemwegserkrankungen, Allergien und Infektionen. Raumluft, die frei von Pilz- und Schimmelsporen ist, riecht frisch und einladend.



Übermäßig trockene Innenluft kann die Haut austrocknen und zu Irritationen im Hals- und Nasennebenhöhlenbereich führen, sie erhöht das Risiko von Infektionen.

WS 9422



WS 9456



Extra großes LCD-Display,  
Farbige Raumkomfortanzeige

Programmierbarer Luftfeuchtealarm und  
Schimmelalarm

Tastenbedienung durch Touch

Innentemperaturanzeige in °C/°F  
Innenluftfeuchteanzeige und 12h Historie

Taupunktanzeige  
Wandmontage oder Tischaufstellung  
Batterie nicht enthalten

Quarzuhr

Innentemperaturanzeige -  
Innenluftfeuchteanzeige

Trendanzeige für Temperatur und  
Luftfeuchtigkeit

MIN/MAX Speicherung

Farbige Raumkomfortanzeige  
Hintergrundbeleuchtung

Wandmontage oder Tischaufstellung  
Batterie enthalten, 2 x CR2032

# Digitale Temperaturstation

Digitale Thermometer - Innen/Außenthermometer



WS 7049



WS 9114



Quarzuhr

12/24h Zeitanzeige

Innentemperaturanzeige in °C/°F

MIN / MAX Anzeige

Außentemperatur über Kabelsonde

Wandaufhängung oder Tischaufstellung

Batterie enthalten, 1 x CR2032

Innen- und Außentemperaturanzeige

Batterieendanzeige

Wandaufhängung oder Tischaufstellung

Batterie nicht enthalten

# Sie haben die Wahl

Ein Überblick über unsere Produktpalette

## Veterinär-Thermometer

SC 1080



Art.-Nr-01484

SC 212



Art.-Nr-01481

SC 313



Art.-Nr-00313

SC 312



Art.-Nr-01482

SC 1091



Art.-Nr-01091

SC 1504



Art.-Nr-01504

SC NECK ROPE



Art.-00088

## Digitales Thermometer - Thermo-Hygrometer und Innen/Außenthermometer

WS 9422



Art.-Nr-09422

WS 9456



Art.-Nr-09456

WS 7049



Art.-Nr-07049

WS 9114



Art.-Nr-09114



## Produktsortiment 2023



Produktfotos:  
Manuel Weidt / [www.die-produktfotografen.de](http://www.die-produktfotografen.de)

Revision: V4 04/2023

SCALA Electronic GmbH  
Ruhlsdorfer Str. 95, Haus 81  
14532 Stahnsdorf Germany

Phone: +49 (0) 3329-6045-21  
Fax: +49 (0) 3329-6045-23  
E-mail: [vertrieb@scala-electronic.com](mailto:vertrieb@scala-electronic.com)

[www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)