

## PILLENBOX

mit Vibrationsalarm

"Vergiss nix"



### Pillenbox "Vergiss nix"

- 5 Medikamentenfächer,
- fünf Alarmzeiten pro Tag einstellbar,
- automatische tägliche Alarm-Wiederholung,
- Quarzuhr mit LCD-Anzeige,
- Beleuchtung des Displays

Die Pillenbox „Vergiss nix“ unterstützt Sie dabei, Ihre Medikamente zur richtigen Zeit einzunehmen. Sie verfügt über fünf Medikamentenfächer. Für jedes Fach können Sie eine Uhrzeit als Weckruf einstellen. Das Einstellen dieser Zeiten ist einmal erforderlich. Nach Mitternacht schaltet die Pillenbox die eingestellten Zeiten für den anbrechenden Tag automatisch wieder ein.

Selbstverständlich ist es möglich, für ein einzelnes Medikamentenfach eine sich täglich wiederholende Zeit einzustellen. Dies ist praktisch, wenn Sie beispielsweise die Antibabypille oder andere Tabletten und Medikamente nur einmal täglich einnehmen müssen.

Der Alarm der Pillenbox ist in drei verschiedenen Arten durch den seitlichen Schiebeschalter einstellbar:

- Akustischer Alarm,
- Vibrationsalarm,
- Akustischer- UND Vibrations-Alarm.



PZN - 06722674  
EAN 4022356208110  
Art.-Nr.: 20811

CE  
0197

mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)

Rev.: 01.02.2024

Zertifiziertes Produkt nach der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

# PILLENBOX

mit Vibrationsalarm

"Vergiss nix"

<b>Typ</b>	<b>Pillenbox mit 5 Fächern/Alarmen</b>
Abmessung	Durchmesser 80mm, Höhe 31mm
Alarm	Wählbar: akustisch, vibrierend, akustisch und vibrierend
Anzahl Alarm/ Tag	5
Beleuchtung der LCD-Anzeige	Blau
Betriebsspannung	3V (1x CR 2032 oder CR 2025), Anteil Li in der Batterie 58 mg Li, Kapazität 180mAh, Gewicht: 3,0g <u>Licht und Alarmfunktion:</u> 1,5V AAA Batterie (LR03), Kapazität 1050 mAh, Gewicht 11g
Display	LCD-Anzeige mit 13 mm Ziffernhöhe
Farbe	Lila/ weiß
Gerätgewicht	96 g inkl. Batterie (exkl. Medikamenten)
Herkunftsland	China
Medikamentenfächer	5
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch
Uhr	Quarzuhr, +/- 20 Sekunden/ Monat

## Logistische Details

	Menge in St/Kg	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,152	11,3x16,8/20,8x3,5
Innerkarton	10	1,7	35x13x20
Umkarton	40	7,7	43x29x37
Lage	240	46,2	120x80x37
Palette	1200	231	120x80x185

PZN - 06722674  
 EAN 4022356208110  
 Art.-Nr.: 20811

**CE**  
 0197