

PILLENBOX

mit Vibrationsalarm

Vergiss nix-4



Pillenbox "Vergiss nix-4"

- 4 Medikamentenfächer,
- fünf Alarmzeiten pro Tag einstellbar,
- automatische tägliche Alarm-Wiederholung,
- Alarm akustisch und vibrierend,
- Quarzuhr mit LCD-Anzeige,
- incl. Timer.

Die Pillenbox „Vergiss nix-4“ unterstützt Sie dabei, Ihre Medikamente zur richtigen Zeit einzunehmen. Sie verfügt über vier Medikamentenfächer. Sie können insgesamt 5 verschiedene Alarmzeiten für einen Tag einstellen. Das Einstellen dieser Zeiten ist einmal erforderlich. Nach Mitternacht schaltet die Pillendose die eingestellten Zeiten für den anbrechenden Tag automatisch wieder ein.

PZN - 15255208

EAN 4022356208219

Art.-Nr.: 20821



CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de

Rev.: 01.02.2024

Zertifiziertes Produkt nach der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

PILLENBOX

mit Vibrationsalarm

Vergiss nix-4

Spezifikationen:

Typ	Pillenbox mit 4 Fächern/ 5 Alarmen
Abmessung	65mm x 65mm x 20mm
Alarm	Wählbar: akustisch, vibrierend
Anzahl Alarm/ Tag	5
Beleuchtung der LCD-Anzeige	Blau
Betriebsspannung	3V (1x CR 2032 oder CR 2025), Anteil Li in der Batterie 58 mg Li, Kapazität 180mAh, Gewicht: 3,0g <u>Licht und Alarmfunktion:</u> 1,5V AAA Batterie (LR03), Kapazität 1050 mAh, Gewicht 11g
Display	LCD-Anzeige
Farbe	Lila/ weiß
Gerätgewicht	45 g inkl. Batterie (exkl. Medikamenten)
Herkunftsland	China
Medikamentenfächer	4
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Polnisch, Italienisch
Uhr	Quarzuhr, +- 20 Sekunden/ Monat

Logistische Daten:

	Menge in St./Kg	Brutto- Gewicht (KG)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,74	8 x 11,5/ 14 x3
Innerkarton	10	1,3	20,5x 24,8 x 9,3
Umkarton	100		
Lage			
Palette			

PZN - 15255208
 EAN 4022356208219
 Art.-Nr.: 20821

CE
0197