

## PILLENBOX

mit Vibrationsalarm

Vergiss nix-6



### Pillenbox "Vergiss nix-6"

- 6 Medikamentenfächer,
- fünf Alarmzeiten pro Tag einstellbar,
- automatische tägliche Alarm-Wiederholung,
- Alarm akustisch und vibrierend,
- Quarzuhr mit LCD-Anzeige,
- incl. Timer.

Die Pillenbox „Vergiss nix-6“ unterstützt Sie dabei, Ihre Medikamente zur richtigen Zeit einzunehmen. Sie verfügt über vier Medikamentenfächer. Sie können insgesamt 5 verschiedene Alarmzeiten für einen Tag einstellen. Das Einstellen dieser Zeiten ist einmal erforderlich. Nach Mitternacht schaltet die Pillendose die eingestellten Zeiten für den anbrechenden Tag automatisch wieder ein.



PZN - 15250228  
EAN 4022356208226  
Art.-Nr.: 20822



0197

mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)

## PILLENBOX

mit Vibrationsalarm

Vergiss nix-6

GdYn]Z]\_Uh]cb:

Betriebsspannung	3V (1 x CR 2032), Anteil Li in der Batterie 58 mg Li, Kapazität 180 mAh, Gewicht 3,0 g
Alarm	Akustisch und vibrierend
Anzahl Alarm/Tag	5
Medikamentenfächer	6
Display	LCD-Anzeige
Abmessung	90mmX65mmX20mm
Gerät Gewicht	60g (inkl. Batterien, exkl. Medikamenten)
Farbe	Weiß
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch

PZN - 15250228  
 EAN 4022356208226  
 Art.-Nr.: 20822

  
 0197