

VETERINÄRTHERMOMETER

für Großtiere

SC 1080



Veterinärthermometer SC 1080

- Messzeit: 15 bis 25 Sekunden,
- Messbereich: 32,0 °C bis 43,9 °C,
- wasserdicht,
- lange Messspitze.

Das Veterinärthermometer wurde speziell für die Temperaturmessung bei Säugetieren entwickelt. Der Messbereich reicht bis 43,9 °C.

Als besonderes Feature besitzt das Thermometer eine Öse für ein Befestigungsband. Wenn das Band als Handschlaufe benutzt wird, rutscht das

Thermometer auch bei unruhigem Verhalten oder Flucht des Tieres nicht aus der Hand.



EAN 4022356014841

Art.-Nr.: 01484

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de

VETERINÄR THERMOMETER

für Großtiere

Spezifikation



Typ	Maximum-Thermometer
Messbereich	32,0°C bis 43,9°C, Temperatur unter 32,0°C: Anzeige „L“ für low (zu niedrig). Temperatur über 43,9°C: Anzeige „H“ für high (zu hoch)
Messdauer	ca. 15 bis 25 Sekunde
Auflösung	0,1°C
Messgenauigkeit	0,1°C von 35,5°C bis 42,0°C bei einer Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C. 0,2°C von 32,0°C bis 35,4°C und 42,0°C bis 43,9°C bei einer Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C.
Display	größer LCD-Display, 3 digits
Funktionstest	Test beim Einschalten auf 37,0°C. Bei einer Abweichung $\geq 0,1^\circ\text{C}$ wird „Err“ angezeigt.
Autom. Abschaltung	ca. 3 Minuten nach Messende
Arbeits Temperatur	Temperatur: 10°C bis 40°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Lager Temperatur	Temperatur: 0°C bis 50°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Batterie Info	1 x LR 41 , Kapazität 30mAh, Gewicht 0,6 gr
Batterie-Indikator	Wenn das Symbol "Batterie erschöpft" erscheint, ist die Batterie zu wechseln
Farbe	Weiß mit blauen Details
Abmessung	178 x 29 x 14 mm
Gerät Gewicht	ca. 23 g inklusive Batterie
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch



Logistische Details

	Menge in St/Kg	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,08	6,8x20,5/23,5x3,5
Innerkarton	10	1	19,5x25x14,5
Umkarton	80	9,01	60x27x40
Lage	480	54	120x80x40
Palette	1920	216	120x80x160

EAN 4022356014841

Art.-Nr.: 01484



0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de