

VETERINÄRTHERMOMETER

für Großtiere

SC 1091



Veterinärthermometer SC 1091

- Messzeit: 15 bis 25 Sekunden,
- Messbereich: 32,0 °C bis 43,9 °C,
- wasserdicht,
- lange flex Messspitze,
- großer LCD-Bildschirm.

Das Veterinärthermometer wurde speziell für die Temperaturmessung bei Säugetieren entwickelt. Der Messbereich reicht bis 43,9 °C.

Thermometer auch bei unruhigem Verhalten oder Flucht des Tieres nicht aus der Hand.

Als besonderes Feature besitzt das Thermometer eine Öse für ein Befestigungsband. Wenn das Band als Handschlaufe benutzt wird, rutscht das



EAN 4022356010911

Art.-Nr.: 01091

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de

VETERINÄR THERMOMETER

für Großtiere

Spezifikation

SC 1091

Typ	Maximum - Thermometer
Messbereich	32,0°C bis 43,9°C, Temperatur unter 32,0°C: Anzeige „L“ für low (zu niedrig). Temperatur über 43,9°C: Anzeige „H“ für high (zu hoch)
Messdauer	ca. 15 bis 25 Sekunde
Auflösung	0,1°C
Messgenauigkeit	±0,1°C von 35,5°C bis 42,0°C bei einer Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C. ±0,2°C von 32,0°C bis 35,5°C und 42,0°C bis 43,9°C bei einer Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C.
Selbsterkennung	Automatische interne Überprüfung des Prüfwertes 37,0°C, bei Abweichung von mehr als 0,1°C wird „Err“ angezeigt.
Display	LCD-Display, 3 digits
Lager Temperatur	Temperatur: 0°C bis 50°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Autom. Abschaltung	ca. 3 Minuten nach Messende
Batterie Info	1 x LR41 (1,5V), Kapazität 30mAh, Gewicht 0,6 gr
Batterie-Indikator	Ja
Wasserdicht	Ja
Fabre	Weiß mit blauen Details
Abmessung	182.6x31.3x14.9mm
Gerät Gewicht	43 g
Herkunftsland	China



Logistische Details

	Menge in St/Kg	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,106	23,5 x 7 x 4
Umkarton	80	8,48	41 x 60 x 27
Lage	320	33,92	120 x 80 x 27
Palette	1600	169,6	120 x 80 x 150

EAN 4022356010911

Art.-Nr.: 01091

CE

0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de