

D

- kurze Messzeit (15-25 Sekunden)
- Messgenauigkeit: 0,1°C
- wasserdicht
- mit Signalton
- mit Anzeige bei erschöpfter Batterie
- Abschaltautomatik
- letzter Messwert wird gespeichert
- flexible Messspitze

GB

- short measuring time (15-25 secs)
- accuracy: 0,1°C
- waterproof
- with signal beep
- depleted battery symbol
- automatic switch-off
- last measuring value is stored
- flexible measuring point

FR

- durée de mesure courte (15-25 sec.)
- précision de mesure: 0,1°C
- protégé contre la projection d'eau
- avec signal sonore
- affichage de la pile usée
- système automatique d'arrêt
- la dernière valeur de mesure est mémorisée
- pointé de mesure flexible

NL

- korte meettijd (15-25 sec.)
- meetnauwkeurigheid: 0,1°C
- spatwaterdicht
- met geluidssignaal
- laadindicator voor de batterij
- automatische uitschakeling
- laatste meetwaarde wordt opgeslagen
- flexibel meetpunt

IT

- Rilevamento rapido: 15-25 sec.
- Precisione: 0,1°C
- Impermeabile
- Avviso acustico fine misurazione
- Indicatore di batteria scarica
- Spegnimento automatico
- Memorizzazione dell'ultima misurazione
- punta di misurazione flessibile

ES

- Detección rápida: 15-25 seg.
- Precisión: 0,1 °C
- Impermeable
- Aviso acústico de fin de medida
- Indicador de batería baja
- Apagado automático
- Almacenamiento de la última medición
- punta de medición flexible

 SCALA Electronic GmbH
 Ruhlsdorfer Straße 95
 14532 Stahnsdorf, Germany
 www.scala-electronic.de

scala

Veterinär-thermometer

zur Messung der rektalen Körpertemperatur bei Großtieren



große Anzeige
 Messzeit nur
 15-25 Sekunden:
 flexible Messspitze

Langer
 Messfühler
 für Großtiere

Veterinärthermometer 
 zur Messung der rektalen Körpertemperatur bei Großtieren

Veterinärthermometer 
 zur Messung der rektalen Körpertemperatur bei Großtieren

CE

SC 1091



RVE.20220622
 P/N 8110910010