

# INHALATOR

Kompressorgerät

SC 145+



## Inhalator SC 145 +

- leicht und kompakt,
- Tischgerät,
- geräuschreduziert,
- Lieferung mit umfangreichem Zubehör.

Der Inhalator SC 145+ stellt mit seinem Kompressor und Zerstäuber RF Plus ein effektives Inhalationssystem für den Einsatz von Medikamentenaerosolen bei Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege dar.

Der Inhalator SC 145+ ist ein kompaktes Tischgerät mit Netzanschluss. Durch eine neue Technologie arbeitet das Gerät geräuschreduziert.

Die Partikelgröße richtet sich nach der Viskosität des Medikaments. Nach MMAD (EN 13554-1) beträgt die durchschnittliche Partikelgröße 2,6 µm. Die atembare Fraktion bei kleiner 5,0µm beträgt 84%.

Zum Lieferumfang gehört der Zubehörsatz mit je 1x Zerstäuber, je 1x Kinder- und 1x Erwachsenenmaske, je 1x Mund- und Nasenstück, 1x Schlauch sowie 1 x 2-er Pack Luftfilter.



EAN 4022356080853  
PZN-07648508  
Art.-Nr.: 08085

CE  
0051

mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)

# INHALATOR

Kompressorgerät

Spezifikation

SC 145+

Typ	Kompressor Inhalator
Abmessung	16 x 20 x 12 cm (L x B x H)
Gewicht	Ca. 1,1kg
Netzspannung	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme	130 VA
Farbe	Weiß
Max. Betriebsdruck	69- 106 kPa
Betriebsdruck mit Zerstäuber	0,6 bar
Geräuschpegel	Ca. 54 dB
Betriebsbedingungen	10°C - 40°C
Lagerungsbedingungen	-25°C - 70°C
Relative Luftfeuchte	10% - 95%
Zerstäuber Informationen	Partikelgröße: 0,5- 5µm (84% der Partikel) MMAD: 2,6µm Max. Füllmenge: 8ml Min. Füllmenge: 2ml Zerstäubungsrate: ca. 0,30ml/min Lebensdauer des Zerstäubers: max. 100 Anwendungen
Herkunftsland	Italien
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Spanisch, Ungarisch, Slowakisch, Italienisch



## Logistische Details

	Menge in St/Kg	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	1,43	22 x 15,5 x 16
Umkarton	8	12,1	66 x 34 x 24
Lage	48	72,6	120 x 80 x 34
Palette	240	363	120 x 80 x 170

EAN 4022356080853  
PZN-07648508  
Art.-Nr.: 08085



mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)