


VETERINÄRTHERMOMETER

für Kleintiere

SC 1504 flex



Veterinärthermometer SC 1504 flex

- Messzeit: ca. 10 Sekunden,
- Messbereich: 32,0 °C bis 43,9 °C,
- Wasserdicht,
- Anzeige des letzten Messwertes,
- Flexible Messspitze.

Das Veterinärthermometer SC 1504 flex wurde speziell für die Temperaturmessung bei Säugetieren entwickelt. Der Messbereich reicht bis 43,9 °C. Das SC 1504 flex ist für die Messung der Körpertemperatur von Kleintieren (Meerschweinchen bis Hund) geeignet.



EAN 4022356015046
Art.-Nr.: 01504

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de

VETERINÄRTHERMOMETER

für Kleintiere

Spezifikation

SC

1504 flex

Typ	Maximum - Thermometer
Messbereich	32,0°C bis 43,9°C, Temperatur unter 32,0°C: Anzeige „L“ für low (zu niedrig). Temperatur über 43,9°C: Anzeige „H“ für high (zu hoch)
Messdauer	ca. 10 Sekunde
Auflösung	0,1°C
Messgenauigkeit	±0,1°C von 35,5°C bis 42,0°C bei einer Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C. ±0,2°C von 32,0°C bis 35,5°C und 42,0°C bis 43,9°C bei einer Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C.
Selbsterkennung	Automatische interne Überprüfung des Prüfwertes 37,0°C, bei Abweichung von mehr als 0,1°C wird „Err“ angezeigt.
Display	LCD-Display, 3 digits
Lager Temperatur	Temperatur: -10°C bis 50°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Autom. Abschaltung	ca. 3 Minuten nach Messende
Batterie Info	1 x LR41 (1,5V), Kapazität 30mAh, Gewicht 0,6 gr
Batterie-Indikator	Ja
Wasserdicht	Ja
Fabre	Weiß mit blauen Details
Abmessung	136.8x21.9x12mm
Gerät Gewicht	19 g
Herkunftsland	China

Logistische Details

	Menge in St/Kg	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,044	7,5 x 5,5 x 2
Umkarton	120	5,32	33 x 24,5 x 36
	1080	47,88	120 x 80 x 36
	4320	191,52	120 x 80 x 150

EAN 4022356015046
Art.-Nr.: 01504

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de