

DIGITALES FIEBERTHERMOMETER

SC 2050



Digitales Fieberthermometer SC 2050

- flexible Messspitze,
- mit farbigem Display (rot, gelb, grün)
- 10 Sek. Messzeit,
- Speicherung des letzten Messergebnisses,
- Fieberalarm,
- Signalton,
- wasserdicht.

Das SC 2050 ist ein schnelles Maximum-Thermometer, d.h. die höchste Temperatur wird nach ca. 10 Sekunden angezeigt. Das Ende der Messung wird durch einen Signalton angezeigt.

Das SC 2050 verfügt über einen integrierten Fieberalarm.

Wenn die gemessene Körpertemperatur bei 37,5 °C liegt, ertönt der Fieberalarm (ein schnelles Piepen, das etwa 8 Sekunden ununterbrochen ertönt). Die LCD-Anzeige blinkt, bis das Thermometer ausgeschaltet wird.

Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert.

Das Display leuchtet je nach gemessener Temperatur rot, grün oder gelb.



EAN 4022356014889
PZN-15528729
Art.-Nr.: 01488

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de

DIGITALES FIEBERTHERMOMETER

SC 2050

Spezifikation

Messbereich	32,2°C bis 43,9°C
Messdauer	ca. 10 Sekunde
Auflösung	0,1°C
Abweichung	35,5°C bis 42,0°C: +/- 0,1°C von +/- 0,2°C im übrigen Bereich bei einer Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C.
Display	LCD-Display, 3 digits Backlight
Arbeits Temperatur	Temperatur: 16°C bis 35°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Lager Temperatur	Temperatur: 10°C bis 50°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Batterie Info	1 x CR2032(3V), Kapazität 180mAh, Gewicht 3 gr
Batterie- Indikator	Wenn das Symbol "Batterie erschöpf" erscheint, ist die Batterie zu wechseln
Abschaltung	Automatisch nach 30 Sekunden Inaktivität
Abmessung	117 x 30 x 16 mm
Gerät Gewicht	ca. 20 g inklusive Batterie
Fabre	weiß und hellblau
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, Polnisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch



Logistische Details

	Menge in St/Kg	Netto Gewicht (Kg)	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,024	0,053	13,5/18x2,4x8 cm
Innerkarton	10	0,24	0,6	28x9,2x13,5 cm
Umkarton	100	2,4	6,7	48,5x28,5x30,3 cm
Lage	400	9,6	26,8	120x80x30 cm
Palette	2000	48	134	120x80x150 cm

EAN 4022356014889
PZN-15528729
Art.-Nr.: 01488



mehr Infos unter www.scala-electronic.de