

VETERINÄRTHERMOMETER

für Großtiere

SC

212



Veterinärthermometer SC 212

- Messzeit: ca. 15 Sekunden,
- Messbereich: 32,0 °C bis 43,9 °C,
- wasserdicht,
- lange Messspitze.

Das Veterinärthermometer wurde speziell für die Temperaturmessung bei Säugetieren entwickelt. Der Messbereich reicht bis 43,9 °C.

Das besondere Design des Thermometers ermöglicht eine gute und schnelle Ablesbarkeit auch unter widrigen Umständen.



EAN 4022356014810
PZN - 11559041
Art.-Nr.: 01481

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de

VETERINÄRTHERMOMETER

für Großtiere



Spezifikation

Typ	Maximum-Thermometer
Messbereich	32,0°C bis 43,9°C, Temperatur unter 32,0°C: Anzeige „L“ für low (zu niedrig). Temperatur über 43,9°C: Anzeige „H“ für high (zu hoch).
Messdauer	ca. 15 Sekunde
Auflösung	0,1°C
Messgenauigkeit	+/- 0,1°C zwischen 35,5°C bis 42,0°C bei einer Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C
Display	LCD-Display, 3 digits
Funktionstest	Test beim Einschalten auf 37,0°C. Bei einer Abweichung $\geq 0,1^\circ\text{C}$ wird „Err“ angezeigt.
Autom. Abschaltung	ca. 3 Minuten nach Messende
Lager Temperatur	Temperatur: 0°C bis 50°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Batterie Info	1 x AAA (LR03) , Kapazität 1050mAh, Gewicht 11 gr
Batterie-Indikator	Wenn das Symbol "Batterie erschöpf" erscheint, ist die Batterie zu wechseln
Fabre	Weiß
Gerät Gewicht	ca. 56 g inklusive Batterie
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch



Logistische Details

	Menge in St/Kg	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,78	6 x 20/23,5 x 2
Innerkarton	12	1,008	41,5 x 13 x 7,2
Umkarton	120	10,84	44 x 30 x 40
Lage	720	65,04	120 x 80 x 40
Palette	2880	260,16	120 x 80 x 160

EAN 4022356014810
PZN - 11559041
Art.-Nr.: 01481



mehr Infos unter www.scala-electronic.de

Rev.: 06.10.2021

Zertifiziertes Produkt nach der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte