

Schnelles Veterinärthermometer **SC 212**

zur Messung der rektalen Körpertemperatur bei Großtieren

DE

- kurze Messzeit (15 Sekunden)
- Messgenauigkeit: 0,1°C
- wasserdicht
- mit Signalton
- letzter Messwert wird gespeichert

GB

- short measuring time (15 secs)
- accuracy: 0,1°C
- waterproof
- with signal beep
- last measuring value is stored

FR


- durée de mesure courte (15 sec.)
- précision de mesure: 0,1°C
- protégé contre la projection d'eau
- avec signal sonore
- la dernière valeur de mesure est mémorisée

NL

- korte meettijd (15 sec.)
- meetnauwkeurigheid: 0,1°C
- spatwaterdicht
- met geluidssignaal
- laatste meetwaarde wordt opgeslagen



4 022356 014810

 SCALA Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Straße 95
14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.de



P/N 8121140012

scala


scala

Veterinär-
thermometer

SC 212

zur Messung der rektalen
Körpertemperatur
bei Großtieren

- Extragroße Anzeige
- Messzeit ca. 15 Sekunden
- Langer Messfühler
für Großtiere



CE