

VETERINÄRTHERMOMETER

für Kleintiere

SC

312



Veterinärthermometer SC 312

- Messzeit: ca. 20 Sekunden,
- Messbereich: 32,0 °C bis 43,9 °C,
- wasserdicht,
- standard-Messspitze.

Das Veterinärthermometer wurde speziell für die Temperaturmessung bei Säugetieren entwickelt. Der Messbereich reicht bis 43,9 °C.

Als besonderes Feature besitzt das Thermometer eine Öse für ein Befestigungsband. Wenn das Band als Handschlaufe benutzt wird, rutscht das Thermometer auch bei unruhigem Verhalten oder Flucht des Tieres nicht aus der Hand.



PZN - 11559064
 EAN 4022356014827
 Art.-Nr.: 01482

CE
 0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de

VETERINÄR THERMOMETER

für Kleintiere

Spezifikation

SC

312

Typ	Maximum-Thermometer
Messbereich	32,0°C bis 43,9°C, Temperatur unter 32,0°C: Anzeige „L“ für low (zu niedrig). Temperatur über 43,9°C: Anzeige „H“ für high (zu hoch)
Messdauer	ca. 20 Sekunde
Auflösung	0,1°C
Messgenauigkeit	0,1°C von 35,5°C bis 42,0°C bei einer Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C. 0,2°C von 32,0°C bis 35,4°C und 42,0°C bis 43,9°C bei einer Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C.
Display	LCD-Display, 3 digits
Funktionstest	Test beim Einschalten auf 37,0°C. Bei einer Abweichung $\geq 0,1^\circ\text{C}$ wird „Err“ angezeigt.
Autom. Abschaltung	ca. 3 Minuten nach Messende
Arbeits Temperatur	Temperatur: 10°C bis 40°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Lager Temperatur	Temperatur: 0°C bis 50°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Batterie Info	1 x LR 41 , Kapazität 30mAh, Gewicht 0,6 gr
Batterie-Indikator	Wenn das Symbol "Batterie erschöpft" erscheint, ist die Batterie zu wechseln
Farbe	Weiß mit blauen Details
Abmessung	124,4 x 18,3 x 9,7 mm
Gerät Gewicht	ca. 11,4 g inklusive Batterie
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch



Logistische Details

	Menge in St/Kg	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,042	7x14,8/18,2x1,5
Innerkarton	12	0,557	30x8x11
Umkarton	120	6,15	45x33x24
Lage	960	49,2	120x80x24
Palette	6720	344,4	120x80x170

PZN - 11559064
EAN 4022356014827
Art.-Nr.: 01482

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de