

I Termometro SC 312 di piccoli animali

- Campo di misura: 32,0°C fino 43,9°C
- Precisione di misurazione: 0,1°C
- Impermeabile
- Con un segnale acustico
- Spegnimento automatico
- Indica l'esaurimento della batteria
- Il rispettivo ultimo valore di misura viene memorizzato

D Kleintier-Thermometer SC312

- kurze Messzeit (ca. 20 Sekunden)
- Messbereich: 32,0°C bis 43,9°C
- Messgenauigkeit: 0,1°C
- wasserdicht
- mit Signalton
- mit Anzeige bei erschöpfter Batterie
- Abschaltautomatik
- letzter Messwert wird gespeichert

GB Small Animal Thermometer SC 312

- short measuring time (approx. 20 secs)
- Measuring range: 32,0°C to 43,9°C
- accuracy: 0,1°C
- waterproof
- with signal beep
- depleted battery symbol
- automatic switch-off
- last measuring value is stored

F Thermomètre petits animaux SC 312

- durée de mesure courte: 20 sec.
- Plage de mesure: 32,0°C à 43,9°C
- précision de mesure: 0,1°C
- protégé contre la projection d'eau
- avec signal sonore
- affichage de la pile usée
- système automatique d'arrêt
- la dernière valeur de mesure est mémorisée

 SCALA Electronic GmbH,
Ruhlsdorfer Str. 95,
14532 Stahnsdorf, Germany



scala
**Kleintier-
thermometer**

SC 312

zur Messung der
Körpertemperatur
bei Kleintieren

Messfühler für Kleintiere
Messzeit ca. 20 Sekunden
praktische Öse

Kleintierthermometer **SC 312**

