

## VETERINÄRTHERMOMETER

für Kleintiere

SC 313 flex



### Veterinärthermometer SC 313 flex

- Messzeit: ca. 10 Sekunden,
- Messbereich: 32,0 °C bis 43,9 °C,
- Wasserdicht,
- Anzeige des letzten Messwertes,
- Flexible Messspitze.

Das Veterinärthermometer SC 313 flex wurde speziell für die Temperaturmessung bei Säugetieren entwickelt. Der Messbereich reicht bis 43,9 °C. Das SC 313 flex ist für die Messung der Körpertemperatur von Kleintieren (Meerschweinchen bis Hund) geeignet.



EAN 4022356003135  
Art.-Nr.:00313

CE  
0197

mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)

# VETERINÄRTHERMOMETER

für Kleintiere

SC 313 flex

## Spezifikation

Messbereich	32,0°C bis 43,9°C. Temperatur unter 32,0°C: Anzeige „L“ für low (zu niedrig). Temperatur über 43,9°C: Anzeige „H“ für high (zu hoch).
Messdauer	ca. 10 Sekunde
Auflösung	0,1°C
Abweichung	±0,1°C von 35,5°C bis 42,0°C bei einer Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C. ±0,2°C in anderen Bereichen.
Display	LCD-Display, 3 digits
Funktionstest	Test beim Einschalten auf 37,0°C. Bei einer Abweichung ≥ 0,1°C wird „Err“ angezeigt.
Lager Temperatur	Temperatur: -10°C bis 50°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Batterie Info	1 x LR41(1,5V), Kapazität 30mAh, Gewicht 0,6 gr
Batterie-Indikator	Wenn das Symbol "Batterie erschöpft" erscheint, ist die Batterie zu wechseln
Farbe	Weiß (blau Taste)
Gerät Gewicht	ca. 13 g inklusive Batterie
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, Polnisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch



## Logistische Details

	Menge in St/Kg	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,041	5,5x14,3/17,6x1,8
Innerkarton	10	0,46	30x7x11
Umkarton	100	5,07	32x37x23
Lage	800	40,56	120x80x23
Palette	1600	324,48	120x80x180

EAN 4022356003135  
Art.-Nr.:00313



mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)