

SC 350




Mesh
Ultraschall-Inhalator

scala

Mesh Ultraschall-Inhalator

- Neueste Technologie
- Netzunabhängiger Betrieb (nur zwei AA-Alkali-Batterien erforderlich)
- Federleicht (nur 90 g)
- Lageunabhängige Funktion



SC 350

SC 350

- geräuschloser Betrieb
- lageunabhängige Funktion
- fast vollständige Verneblung des eingesetzten Medikamentes
- nur zum Vernebeln von Salzlösungen geeignet
- inklusive zweckmäßiger Aufbewahrungstasche

Mesh Ultraschall-Inhalator

- Neueste Technologie
- Netzunabhängiger Betrieb (nur zwei AA-Alkali-Batterien erforderlich)
- Federleicht (nur 90 g)
- Lageunabhängige Funktion



scala

Mesh Ultraschall-Inhalator

Zubehör (inklusive)



Erwachsenenmaske



Kindermaske




Adapter für Masken




Mundstück



Mesh-Technologie



Tropfengröße < 5µm



Medikamenten-becherkapazität 7ml



Sparsam in der Anwendung

CE 0197

SC 350

K-jump Health Co., Ltd.
No. 56, Wu Kung 5th Rd.
New Taipei Industrial Park
New Taipei City, 24890 Taiwan

Polygreen Germany GmbH
Ruhlsdorfer Straße 95
14532 Stahnsdorf, Germany

Importeur
SCALA Electronic GmbH
Ruhlsdorfer Straße 95
14532 Stahnsdorf, Germany
www.scala-electronic.de



PZN-08718783



4 022356 080419

REV20200525 FN.811810020