

## DIGITALES FIEBERTHERMOMETER

im Display farblich sortiert (24 Stk)

SC 42TM



### Digitales Fieberthermometer SC 42TM

- flexible Messspitze,
- 10 Sek. Messzeit,
- Speicherung des letzten Messergebnisses,
- Fieberalarm,
- Signalton,
- wasserdicht.

Das SC 42TM ist ein sehr schnelles Maximum-Thermometer, d.h. die höchste Temperatur wird nach ca. 10 Sekunden angezeigt. Das Ende der Messung wird durch einen Signalton angezeigt.

Das SC 42TM verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Ab einer gemessenen Temperatur von 37,5 °C ertönen kurze Signaltöne in einer schnellen Abfolge.

Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert.

Das Thermometer ist in einer transparenten Kunststoffhülle verpackt und wird in einer Geschenkverpackung in einem Display ausgeliefert. Das Display enthält je 12 Thermometer in den Farben rot und blau.



mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)

Rev.:25.03.2021

EAN- 4022356014490  
PZN-04310312

Art.-Nr.: 01452

CE  
0197

Zertifiziertes Produkt nach der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

## DIGITALES FIEBERTHERMOMETER

im Display farblich sortiert (24 Stk)



### Spezifikation

Messbereich	32,0°C ~ 43,9°C
Auflösung	0,1°C
Abweichung	±0,2°C bei einer Temperatur < 35,5°C ±0,1°C bei einer Temperatur 35,5°C < T < 42°C ±0,2°C bei einer Temperature >42°C
Display	LCD-Display, 3 digits
Arbeits Temperatur	Temperatur: 10°C bis 40°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Lager Temperatur	Temperatur: 0°C bis 50°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Batterie Info	1 Stck, LR 41 (1,5V), Kapazität 30mAh, Gewicht 0,6gr
Batterie-Indikator	Wenn das Symbol "Batterie erschöpft" erscheint, ist die Batterie zu wechseln
Abschaltung	Automatisch nach 3 Minuten
Abmessung	129,5 x 21 x 12 mm
Gerät Gewicht	ca.12 g
Fabre	weiß (rot oder blau Taste)
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, Polnisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch, Rumänisch



### Logistische Details

	Menge in St/Kg	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,06	20/17,5x2,2x6,3 cm
Innerkarton	12	0,738	29x7x21 cm
Umkarton	120	8,11	59,5x24x36 cm
Lage	960	70	120x80x36 cm
Palette	4800	349,4	120x80x160 cm

EAN- 4022356014490  
PZN-04310312

Art.-Nr.: 01452

**CE**  
0197

mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)

Rev.:25.03.2021

Zertifiziertes Produkt nach der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte