

316

- 39 -

scala

SC 4280

6

I Bilancia impedenziometrica SC 4280

- Campo di misura: 5 kg-180 kg
- Risoluzione del display LCD: 100 g
- valori di misura visualizzati:
solo il proprio peso corporeo o
peso corporeo, grasso corporeo (%), acqua corporea (%),
massa muscolare (%), massa ossea, BMI e
il proprio fabbisogno calorico giornaliero
- batterie in dotazione

GB Body Fat Scale SC 4280

- Measuring range: 5 kg-180 kg [Unit: kg lb st:lb]
- Resolution of the LC display: 100 g
- displayed readings:
just your body weight or
body weight, body fat (%), body water (%),
muscle mass (%), bone mass, BMI and
your daily calorie requirement
- batteries included

F Balance de graisse corporelle SC 4280

- Plage de mesure: 5,0 kg - 180,0 kg
- Résolution de l'affichage LCD : 100 g
- Valeurs affichée de mesure:
Uniquement votre masse de corporelle ou
la masse corporelle, la graisse corporelle (%),
l'eau du corps (%), la masse musculaire (%),
la substance osseuse, le BMI et
votre besoin journalier nécessaire en calories
- Piles comprises

NL Lichaamsvetweegschaal SC 4280

- Meetbereik: 5 kg-180 kg
- Resolutie van het lcd-scherm: 100 g
- Weergegeven meetwaarden:
alleen uw lichaamsgewicht of
lichaamsgewicht, lichaamsvet (%), lichaamsvocht (%),
spiermassa (%), botsubstantie , BMI en
uw noodzakelijke dagelijkse caloriebehoefte
- Batterijen inbegrepen




Technische Daten / Specifications

Produktbezeichnung/ Product Name	SC 4280
Messbereich/ Measuring Range of Body Weight	5 - 180 kg (11 - 396 lb)
Maßeinheiten/ Weighing Units	180 kg / 396 lb
Teilung/ Weight Graduation	100 g / 0,2 lb
Anzeige/ Display	LCD-Anzeige / LC display
Stromversorgung/ Battery	3 V (3 x LR03)
Abmessung/ Size	300 x 300 x 24,7 mm (L x B x H)
Gewicht/ Weight	ca. 1,8 kg

Ki-Jump Health Co., Ltd.
No.56, Wu Kung 5th Rd.
New Taipei Industrial Park,
New Taipei City, 24890 Taiwa

Importeur
SCALA Electronic GmbH
Ruhsdorfer Str. 95
14532 Stahnsdorf
www.scala-electronic.de



REV.20220419 PN.8142800030



SC 4280

327

KÖRPERFETTWAGE

scala

€



- Messbereich: 5,0 kg - 180,0 kg
- Auflösung der LCD-Anzeige: 0,1 kg
- angezeigte Messwerte:
Nur Ihr Körpergewicht oder
Körpergewicht, Körperfett (%), Körperwasser (%),
Muskelmasse (%), Knochensubstanz, BMI und
Ihren täglich erforderlicher Kalorienbedarf
- Batterien inklusive

