

OHR- UND STIRNTERMOMETER

SC 53 FH

Infrarot



Ohr-und Stirnthermometer SC 53 FH infrarot

- 2 Sek. Messzeit
- Signalton,
- Speicherung von 10 Messergebnissen,

Das SC 53 FH ist ein Infrarot-Thermometer. Es ermittelt die Körpertemperatur innerhalb von nur zwei Sekunden. Das Ende der Messung wird durch einen Signalton angezeigt. Die Messung der Körpertemperatur kann im Ohr oder an der Stirn vorgenommen werden.

Im Speicher können bis zu zehn Messwerte

gespeichert werden. Um die gespeicherten Werte abzurufen, drücken Sie die Einschalttaste und gleich danach die Memorytaste auf der Rückseite des Thermometers.

Im Ruhemodus, in der Aufnahme abgestellt, zeigt das Thermometer als attraktive Uhr die Raumtemperatur und die Uhrzeit abwechselnd an. Somit kann es auch als Zimmer- bzw. Nachttischuhr genutzt werden.



EAN 4022356011840
PZN-11676924
Art.-Nr.: 01184

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de

OHR- UND STIRN THERMOMETER

Infrarot

SC 53 FH

Spezifikation

Messung	Infrarot
Messort	Ohr-Stirn-Raumtemperatur-und Uhrzeit Modus
Messbereich	35,0°C bis 42,0°C (10,0°C - 50,0°C)
Messdauer	ca. 2 Sekunde
Auflösung	0,1°C
Abweichung	35,0°C bis 42,0°C: +/-0,2°C
Display	Jumbo LCD-Display
Arbeits Temperatur	Temperatur: 15°C bis 35°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Lager Temperatur	Temperatur: -25°C bis 55°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Batterie Info	1 x CR2032 (3V), Kapazität 180mAh, Gewicht 3 gr
Batterie-Indikator	Wenn das Symbol "Batterie erschöpft" erscheint, ist die Batterie zu wechseln
Abschaltung	Fieberthermometer automatisch nach 1 Minuten Inaktivität Umschalten in Ruhemodus (Uhrzeit und Raumtemperaturanzeige)
Abmessung	110,5 x 34 x 23,5 mm
Gerät Gewicht	ca. 45g inklusive Batterie
Fabre	weiß und hellblau
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Dänisch, Türkisch



Logistische Details

	Menge in St/Kg	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,123	17,7x9x6,5 cm
Innerkarton			
Umkarton	40	5,32	47x28x29,5 cm
Lage			
Palette	1440	191,5	120x80x180 cm

EAN 4022356011840
PZN-11676924
Art.-Nr.: 01184



mehr Infos unter www.scala-electronic.de