

HANDGELENK- BLUTDRUCKMESSGERÄT

SC 6400



Handgelenk-Blutdruckmesgerät SC 6400

- WHO-Indikator,
- Piepton begleitet den Messvorgang,
- Speicherplatz für 85 Messergebnisse,
- Anzeige von Datum und Uhrzeit

Die Messung des Blutdruckes erfolgt am Handgelenk. Das Blutdruckmessgerät besitzt einen WHO-Indikator. Dieser ordnet die Messwerte entsprechend den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO ein.

Das SC 6400 pumpt nach dem Einschalten automatisch auf, bis der werkseitig eingestellte Aufpumpdruck erreicht ist. Reicht dieser nicht aus, erkennt das Gerät dieses und pumpt automatisch nach (Fuzzy Logic).

Der anschließende Messvorgang wird von einem Piepton begleitet, bis die Blutdruckwerte ermittelt sind und hört auf, wenn die Messung abgeschlossen ist.

Nach erfolgreicher Messung werden der systolische und diastolische Blutdruck sowie der Puls zugleich angezeigt.



EAN 4022356021849
PZN-11116390
Art.-Nr.: 02184



mehr Infos unter www.scala-electronic.de

HANDGELENK- BLUTDRUCKMESSGERÄT

SC 6400

Spezifikation

| | |
|----------------------------------|--|
| Messbereich | Druck: 20 ~ 300 mmHg Pulsfrequenz: 40 ~ 200 Puls / Min |
| Genauigkeit | Druck: ± 3 mmHg Pulsfrequenz: ± 5% vom Messwert |
| Messmethode | Oszillometrische |
| Bedienelemente | 3 Tasten: Ein/Aus (O/I), Speicher (M) & Time -Taste |
| Display | LCD-Display, digitale Flüssigkristallanzeige, WHO Balkenanzeige |
| Speicher | 85 Speicherplätze für Systole/Diastole/Puls, Datum/Uhrzeit |
| Uhr | Anzeige Datum & Uhrzeit |
| Arbeits Temperatur | Temperatur: 10°C bis 40°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95% |
| Lager Temperatur | Temperatur: -10°C bis 55°C Relative Luftfeuchte: bis 93% |
| Batterie Info | 2 x AAA(LR03), Kapazität 2x1050mAh, Gewicht 2x11 gr |
| Batterie-Indikator | Wenn das Symbol "Batterie erschöpft" erscheint, ist die Batterie zu wechseln |
| Abschaltung | Automatisch nach ca. 150 Sekunden Inaktivität |
| Abmessung | 77,8 x 72,3 x 30,7 mm |
| Manschettengröße | Für Handgelenkumfänge von 135 bis 195 mm |
| Gerät Gewicht | ca. 108,2 g ohne Batterien |
| Fabre | Weiß mit roten Details |
| Herkunftsland | China |
| Sprachen der Bedienungsanleitung | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, Polnisch, Italienisch, Dänisch, Rumanische, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch |



Logistische Details

| | Menge in St/Kg | Brutto Gewicht (Kg) | Abmessungen (cm) |
|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Einzelverpackung | 1 | 0,235 | 9,5x18x10 cm |
| Innerkarton | 18 | 4,65 | 26x33x20 cm |
| Umkarton | 36 | 10 | 41x28x35 cm |
| Lage | 288 | 80 | 120x80x35 cm |
| Palette | 1440 | 400 | 120x80x175 cm |



EAN 4022356021849
 PZN-11116390
 Art.-Nr.: 02184



mehr Infos unter www.scala-electronic.de