

# OBERARM- BLUTDRUCKMESSGERÄT

SC 7620



## Oberarm-Blutdruckmessgerät SC 7620 Blau

- WHO-Indikator,
- Speicherplatz für 2x50 Messergebnisse,
- Piepton begleitet den Messvorgang,
- Anzeige von Datum und Uhrzeit.

Die Messung des Blutdruckes erfolgt am linken Oberarm. Das Blutdruckmessgerät besitzt einen WHO-Indikator. Dieser ordnet die Messwerte entsprechend den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO ein.

Das Blutdruckmessgerät pumpt nach dem Einschalten automatisch auf, bis der werkseitig eingestellte Aufpumpdruck erreicht ist. Reicht dieser nicht aus, erkennt das Gerät dieses und pumpt automatisch nach (Fuzzy Logic). Der anschließende Messvorgang wird von einem Piepton begleitet, bis die Blutdruckwerte ermittelt sind und hört auf, wenn die Messung abgeschlossen ist. Nach erfolgreicher Messung werden der systolische und diastolische Blutdruck sowie der Puls zugleich angezeigt.



EAN 4022356024949  
 PZN-15417852  
 Art.-Nr.: 02494



mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)

# OBERARM- BLUTDRUCKMESSGERÄT

SC 7620

## Spezifikation

Messbereich	Druck: 20 ~ 300 mmHg Pulsfrequenz: 40 ~ 200 Puts / Min
Auflösung	1 mmHg
Genauigkeit	Druck: ± 3 mmHg Pulsfrequenz: ± 5% vom Messwert
Messmethode	Oszillometrische (Fuzzy Logic)
Bedienelemente	3 Tasten: Ein/Aus (O/I), Speicher (M) & User -Taste
Display	LCD-Display, digitale Flüssigkristallanzeige, WHO Balkenanzeige
Speicher	2x50 Speicherplätze für Systole/Diastole/Puls, Datum/Uhrzeit
Uhr	Anzeige Datum & Uhrzeit
Arbeits Temperatur	Temperatur: 5°C bis 40°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Lager Temperatur	Temperatur: -20°C bis 55°C Relative Luftfeuchte: bis 93%
Batterie Info	6 V (4 x AA(LR6), Kapazität 4x2300mAh, Gewicht 4x23 gr)
Batterie- Indikator	Wenn das Symbol "Batterie erschöpft" erscheint, ist die Batterie zu wechseln
Abschaltung	Automatisch nach 150 Sekunden Inaktivität
Abmessung	80 x 134 x 47 mm (ohne Manschette)
Manschettengröße	für Oberarmumfänge von 22 bis 32 cm
Gerät Gewicht	328 g (inklusive Batterien)
Fabre	Weiß mit blauen Details
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, Polnisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch, Rumanisch



## Logistische Details

	Menge in St/Kg	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,48	17x12,5x9,3 cm
Innerkarton	18	9,23	52,5x39,5x20,5 cm
Umkarton	36	19,21	55x41,5x43 cm
Lage	144	76,8	120x80x43 cm
Palette	576	307,4	120x80x175 cm

EAN 4022356024949  
PZN-15417852  
Art.-Nr.: 02494

CE  
0197

mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)

Rev.: 16.06.2021

Zertifiziertes Produkt nach der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte