

INFRAROT - OHR - THERMOMETER

SC 8178



Infrarot - Ohr - Thermometer SC 8178

- Messung im Ohrkanal (Gehörgang)
- 1 Sekunde Messzeit
- 9 Speicherplätze
- Signalton
- Fieberalarm
- Batteriebetrieb

Mit dem Infrarot-Ohr-Thermometer SC 8178 ist die menschliche Körpertemperatur schnell und bequem ermittelt. Die Messstelle ist das Ohr. Die Körpertemperatur wird durch Auswertung der Infrarotstrahlung des Trommelfelles ermittelt. Das Gerät kann sowohl bei erwachsenen Patienten als auch bei Kindern eingesetzt werden.

Das SC 8178 verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Die Messung dauert 3 Sekunden. Der Alarmton ertönt 8 Sekunden lang. Nach erfolgreicher Messung werden die neun letzten Messwerte gespeichert. Die beigefügte Batterie hat eine Lebensdauer von etwa 3.000 Messungen.



EAN 4022356014865
 PZN-14853769
 Art.-Nr.: 01486

CE
 0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de

INFRAROT - OHR - THERMOMETER

SC 8178

Spezifikation

Messung	Infrarot
Messort	Ohrkanal
Messbereich	32,2°C bis 43,3°C
Auflösung	0,1°C
Abweichung	34,0°C bis 43,0°C: +/-0,2°C andere Bereiche: +/-0,4°C
Display	LCD-Display, 3 digits
Arbeits Temperatur	Temperatur: 16°C bis 35°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Lager Temperatur	Temperatur: -10°C bis 50°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Batterie Info	1 Stck, CR2032 (3V), Kapazität 180 mAh, Gewicht 3 gr
Batterie-Indikator	Wenn das Symbol "Batterie erschöpft" erscheint, ist die Batterie zu wechseln
Speicher	9 Messungen
Abschaltung	Automatisch nach 10 sec
Abmessung	102,5 x 26 x 26 mm
Gerät Gewicht	ca.45 g inklusive Batterie
Fabre	weiß (blau Taste)
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, Polnisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch



Logistische Details

	Menge in St/Kg	Netto Gewicht (Kg)	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,045	0,073	15,4x3,8x6,2 cm
Innerkarton	10	0,45	0,79	17x13x20,5 cm
Umkarton	100	4,5	8,8	66,5x36x21,5 cm
Lage	400	18	36	120x80x45 cm
Palette	1600	72	144	120x80x180 cm

EAN 4022356014865
PZN-14853769
Art.-Nr.: 01486

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de