

## INFRAROT - STIRN - THERMOMETER

SC 8271



### Infrarot - Stirn - Thermometer SC 8271

- Messung über der Stirn - kontaktlos
- 1 ca. Sekunde Messzeit
- 9 Speicherplätze
- Signalton
- Fieberalarm
- Batteriebetrieb

Mit dem Infrarot-Stirn-Thermometer SC 8271 ist die menschliche Körpertemperatur schnell und bequem ermittelt. Die Messstelle ist die Stirn. Die Körpertemperatur wird durch Auswertung der Infrarotstrahlung ermittelt. Das Gerät kann sowohl bei erwachsenen Patienten als auch bei Kindern eingesetzt werden.

Das SC 8271 verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Die Messung dauert 1 Sekunde. Der Alarmton ertönt 8 Sekunden lang. Nach erfolgreicher Messung werden die neun letzten Messwerte werden gespeichert werden. Die beigegefügte Batterie hat eine Lebensdauer von etwa 3.000 Messungen



EAN 4022356014872  
PZN-14886421  
Art.-Nr.: 01487

CE  
0197

mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)

# INFRAROT - STIRN - THERMOMETER

SC 8271

## Spezifikation

Messung	Infrarot
Messort	Stirn (Kontaktlos)
Messbereich	32,2°C bis 43,3°C
Auflösung	0,1°C
Abweichung	34,0°C bis 43,0°C: +/-0,3°C andere Bereiche: +/-0,4°C
Display	LCD-Display, 3 digits
Arbeits Temperatur	Temperatur: 16°C bis 35°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Lager Temperatur	Temperatur: -10°C bis 50°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Batterie Info	1 Stck, CR2032 (3V), Kapazität 180 mAh, Gewicht 3 gr
Batterie-Indikator	Wenn das Symbol "Batterie erschöpft" erscheint, ist die Batterie zu wechseln
Speicher	9 Messungen
Abschaltung	Automatisch nach 10 sec
Abmessung	88,5 x 26 x 26 mm
Gerät Gewicht	ca.34 g inklusive Batterie
Fabre	weiß (blau Taste)
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, Polnisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch, Finnisch, Norwegisch



## Logistische Details

	Menge in St/Kg	Netto Gewicht (Kg)	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,036	0,078	15,4x3,8x6,2 cm
Innerkarton	10	0,36	0,84	17x13x20,5 cm
Umkarton	100	3,6	9,3	66,5x36x21,5 cm
Lage	500	18	52,75	120x80x45 cm
Palette	2000	72	211	120x80x180 cm

EAN 4022356014872  
PZN-14886421  
Art.-Nr.: 01487



mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)