


# INFRAROT - STIRN - THERMOMETER

SC 8360 NFC



## Infrarot - Stirn - Thermometer SC 8360 NFC

- Messung über der Stirn - kontaktlos, oder Objekt
- ca. 1 Sekunde Messzeit
- 9 Speicherplätze
- Signalton
- Fieberalarm
- Temperaturanzeige mit beleuchtetem Display
- Batteriebetrieb
- Auslesen der Speicherwerte durch NFC - OUCare App

Mit dem Infrarot-Stirn-Thermometer SC 8360 ist die menschliche Körpertemperatur schnell und bequem ermittelt. Die Messstelle ist die Stirn. Die Körpertemperatur wird durch Auswertung der Infrarotstrahlung ermittelt. Das Gerät kann sowohl bei erwachsenen Patienten als auch bei Kindern eingesetzt werden.

Das SC 8360 verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Die Messung dauert 1 Sekunde.

Nach erfolgreicher Messung werden die letzten neun Messwerte gespeichert. Die beigegefügte Batterie hat eine Lebensdauer von etwa 3.000 Messungen.

Installieren Sie die App OUCare von Google Play oder vom App Store. Mit der App OUCare können Sie nicht nur die Temperaturwerte auf ein Smartphone übertragen, sondern sie grafisch darstellen und Trends erkennen.



EAN 4022356836009  
Art.-Nr.:83600

CE  
0197

# INFRAROT - STIRN - THERMOMETER

## Spezifikation

SC 8360 NFC

Typ	Infrarot- Thermometer
Abmessung	41,4 x 44 x 124mm
Arbeitstemperatur	16°C bis 35°C
Auflösung der Anzeige	0,1°C
Automatische Abschaltung	Ca. 10 Sekunden nach Messende
Batterieindikator	Wenn das Symbol „Batterie erschöpft“ erscheint, ist die Batterie zu wechseln
Batterieinfo	2x LR03 (3,0V)
Display	LC-Display, 3-stellig
Farbe	Weiß mit roter Taste
Fieheralarm	Ja mit Display-Farbwechsel und Signalton
Flexible Messspitze	Nein
Gerätgewicht	88 g
Herkunftsland	China
Lagertemperatur	-20°C bis 50°C 15 -90% rel. Luftfeuchte
Messbereich	Stirn: 32,0°C bis 43,3°C Objekt: 0°C- 100°C
Messdauer	Ca. 1 Sekunde
Messgenauigkeit	±1,0°C bei Objekten ±0,2°C bei einer Temperatur 35,5°C bis 42°C ±0,3°C andere Temperaturbereiche
Messort	Stirn, Objekte
NFC	Ja
Signalton	Ja
Speicher	9 Messungen
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, Polnisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch
wasserdicht	Nein



## Logistische Details

	Menge in St/Kg	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,139	8x16,2/20x6
Innerkarton	10	1,51	34x9x33
Umkarton	100	17,6	67x51x35
Lage	400	70,4	120x80x35
Palette	2000	352	120x80x175

mehr Infos unter [www.scala-electronic.de](http://www.scala-electronic.de)

Rev.: 07.05.2024

Zertifiziertes Produkt nach der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

EAN 4022356836009  
Art.-Nr.:83600

CE  
0197