

D

- kurze Messzeit (15-25 Sekunden)
- Messgenauigkeit: 0,1°C
- wasserdicht
- mit Signalton
- mit Anzeige bei erschöpfter Batterie
- Abschaltautomatik
- letzter Messwert wird gespeichert

GB

- short measuring time (15-25 secs)
- accuracy: 0,1°C
- waterproof
- with signal beep
- depleted battery symbol
- automatic switch-off
- last measuring value is stored

FR

- durée de mesure courte (15-25 sec.)
- précision de mesure: 0,1°C
- protégé contre la projection d'eau
- avec signal sonore
- affichage de la pile usée
- système automatique d'arrêt
- la dernière valeur de mesure est mémorisée

NL

- korte meettijd (15-25 sec.)
- meetnauwkeurigheid: 0,1°C
- spatwaterdicht
- met geluidssignaal
- laadindicator voor de batterij
- automatische uitschakeling
- laatste meetwaarde wordt opgeslagen

SCALA Electronic GmbH
 Ruhlsdorfer Straße 95
 14532 Stahnsdorf, Germany
 www.scala-electronic.de

scala

Veterinär-thermometer

zur Messung der rektalen Körpertemperatur bei Großtieren

Veterinärthermometer **SC 1080**
 zur Messung der rektalen Körpertemperatur bei Großtieren

Veterinärthermometer **SC 1080**
 zur Messung der rektalen Körpertemperatur bei Großtieren



Große Anzeige

Messzeit nur
15-25 Sekunden

Langer
Messfühler
für Großtiere



P/N 8110800011