

DIGITALES FIEBERTHERMOMETER FÜR KINDER

SC 44 flex



Digitales Fieberthermometer SC 44 flex - Ente

- flexible Messspitze,
- 10 Sek. Messzeit,
- Speicherung des letzten Messergebnisses,
- Fieberalarm,
- Signalton,
- wasserdicht.

Das SC 44 flex ist ein schnelles Maximum- Thermometer, d.h. die höchste Temperatur wird nach ca. 10 Sekunden angezeigt. Das Ende der Messung wird durch einen Signalton angezeigt.

Das SC 44 flex verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Ab einer gemessenen Temperatur von 37,5 °C ertönen kurze Signaltöne in einer schnellen Abfolge und das LCD-Display blinkt.

Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert.

Das Thermometer ist in einer transparenten Kunststoffhülle verpackt.



EAN 4022356016012
Art.-Nr.: 01601

CE
0197

mehr Infos unter www.scala-electronic.de

Rev.: 03.06.2024

Zertifiziertes Produkt nach der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte

DIGITALES FIEBERTHERMOMETER FÜR KINDER

SC

44 flex

Spezifikation

Type	Maximum - Fieberthermometer
Messbereich	32,0°C bis 43,9°C, Temperatur unter 32,0°C: Anzeige „L“ für low (zu niedrig). Temperatur über 43,9°C: Anzeige „H“ für high (zu hoch)
Messdauer	ca. 10 Sekunden
Auflösung	0,1°C
Messgenauigkeit	±0,1°C von 34°C bis 42,0°C bei einer Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C. ±0,2°C von 32,0°C bis 33°C und 42,0°C bis 43,9°C bei einer Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C.
Fieberalarm	Über 37,5°C (Anzeige blinkt)
Display	3- stelliges LCD-Display
Autom. Abschaltung	ca. 3 Minuten nach Messende
Lager Temperatur	Temperatur: -10°C bis 50°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Batterie Info	1 x LR41 (1,5V), Kapazität 30mAh, Gewicht 0,6g
Batterie Lebensdauer	mindestens 36 Monate
Batterie-Indikator	Wenn das Symbol "Batterie erschöpf erscheint, ist die Batterie zu wechseln.
Wasserdicht	Ja
Fabre	Weiß mit Motiv
Abmessung	154 x 21 x 12 mm
Gerätgewicht	ca. 18 g
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Tschechisch, Polnisch, Italienisch, Danisch, Schwedisch, Spanisch



Logistische Details

	Menge in St/Kg	Netto Gewicht (Kg)	Brutto Gewicht (Kg)	Abmessungen (cm)
Einzelverpackung	1	0,022	0,052	19x2,5x6 cm
Innerkarton	6	0,132	0,365	16,5x6,8x23 cm
Umkarton	120	2,6	8,1	36x50x36 cm
Lage	960	22	73,2	120x80x54 cm
Palette	3840	88	292,8	120x80x200 cm

EAN 4022356016043
Art.-Nr.: 01604



mehr Infos unter www.scala-electronic.de