

Veterinärthermometer SC 1505 flex

für Haustiere

Das Haustierthermometer SC 1505 flex wurde speziell für die Temperaturmessung bei Säugetieren entwickelt. Der Messbereich reicht bis 43,9 °C. Das SC 1505 flex ist außerdem für die Messung der Körpertemperatur von Kleintieren geeignet.

Besonders die flexible Messspitze erleichtert das Einführen der Messspitze und reduziert deutlich die Gefahr von Verletzungen während des Messens.

Durch den Ring am Ende des Thermometers kann bei Bedarf eine Schlaufe, welche im Lieferumfang enthalten ist, befestigt werden. Dadurch kann das Messgerät während des Messvorgangs nicht entgleiten.

Mit der Befestigungsklammer an der mitgelieferten Aufbewahrungshülle kann das Thermometer an der Kleidung fixiert werden und ist somit schnell einsatzbereit.

Ebenfalls enthalten sind fünf markeneigene Schutzhüllen zur Gewährung der Hygiene während jeder Messung.

- Messzeit: ca. 10 Sekunden
- Messbereich: 32,0 °C bis 43,9 °C
- Wasserdicht
- Anzeige des letzten Messwertes
- Flexible Messspitze
- Speicherung des letzten Messergebnisses
- Signalton



PZN - 1937014
EAN 4022356015053
Art.-Nr.: 01505



SC

1505 flex

Veterinärthermometer SC 1505 flex

für Haustiere

Spezifikation

Typ	Haustierthermometer mit flexibler Spitze
Messbereich	32,0°C bis 43,9°C, Temperatur unter 32,0°C: Anzeige „L“ für low (zu niedrig)
Messdauer	Ca. 10 Sekunden
Auflösung	0,1°C
Messgenauigkeit	± 0,1°C von 35,5°C bis 42,0°C bei einer Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C. ± 0,2°C von 32,0°C bis 35,5°C und 42,0°C bis 43,9°C bei einer Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C.
Selbsterkennung	Automatische interne Überprüfung des Prüfwertes 37,0°C, bei Abweichung von mehr als 0,1°C wird „Err“ für Error angezeigt
Display	LCD-Display, 3 digits
Lager Temperatur	Temperatur: -10°C bis 50°C Relative Luftfeuchte: 15% bis 95%
Autom. Abschaltung	Ca. 3 Minuten nach Messende
Batterie Info	1 x LR41 (1,5V), Kapazität 30mAh, Gewicht 0,6 g
Batterie-Indikator	Ja
Wasserdicht	Ja
Grüner Punkt	Ja
Farbe	Olivgrün, weiß
Abmessung Thermometer	L 15cm, B 2cm (Bedienfeld) 0,4cm Messspitze, H 1cm (Bedienfeld)
Gewicht Thermometer	14g
Herkunftsland	China

Logistische Details

	Menge in St	Bruttogewicht in Kg	Abmessungen LxBxH in cm
Einzelverpackung	1	0,068	205 x 70 x 25
Innerkarton	8	0,624	11 x 21 x 10,5
Umkarton	80	62,40	56 x 31 x24
Lage	320	-	-
Palette	2.560	1996,8	1095 x800x1200



PZN - 1937014
EAN 4022356015053
Art.-Nr.: 01505


mehr Infos unter www.scala-electronic.de