

OBERARM- Blutdruckmanschetten/ Zugbügelmanschetten

scala

Blutdruck-
manschetten



20-35 cm Oberarm-Umfang
EAN: 4022356203504
Art.Nr. 23005



22-42cm Oberarm-Umfang
EAN: 4022356224400
Art.Nr.: 23006

Unsere Oberarm-Blutdruckmanschetten sind mit vielen
Oberarm-Blutdruckmessgeräten kompatibel.

- Die Manschetten bestehen aus Nylon (Polyamid)
- Der Schlauch ist latexfrei
- Der Zugbügel ist stahl verchromt



mehr Infos unter www.scala-electronic.de