

SC

D1 Silent

Kompressor Inhalator SC D1 Silent



- Geräuscharm durch ein effektiveres Design zur Geräuschreduzierung und Filterung hochfrequenter Töne.
- Sehr gut für Kinder geeignet - leicht zu transportieren mit kleinem Gehäuse und leise beim Gebrauch.
- Patentierter Medikamentenbehälter, Wasserfestes Design.
- Höhere Vernebelungsrate.
- Biologisch sichere Materialien, DEHP-frei.
- Sichere Verwendung von Materialien in Lebensmittelqualität

Spezifikation

Vernebelungsdruck	≥ 130 kPa (18,9 psi)
-------------------	----------------------



EAN: 4022356702724
Art.-Nr.: 70272



mehr Infos unter www.scala-electronic.de

Rev.: 10.08.2026

SC

D1 Silent

Kompressor Inhalator SC D1 Silent

Vernebelungsrate	≥ 0,20 ml/min Partikelgröße Ca. 3,68 µm (Gemäß unserem Prüfbericht nach ISO 27427:2023)
Geräuschpegel	≤ 52 dB
Bedienelemente	Eine Taste: Ein/Aus
Fassungsvermögen des Medikamentenbehälters	≤ 8 ml
Stromversorgung	AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Arbeits Temperatur	Temperatur: 10°C bis 40°C; Relative Luftfeuchte: 30% bis 85%
Lager Temperatur	Temperatur: -20°C bis 55°C; Relative Luftfeuchte: bis 93%
Abmessung	123 mm (L) x 81 mm (B) x 53,9 mm (H)
Gerät Gewicht	Ca. 228 g ohne Medikamentenbehälter und Luftschlauch
Farbe	weiß
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch
Inhalt je Stück	• Vernebler Basisgerät • Inhalationsmaske (Erwachsener), Inhalationsmaske (Kind) • Mundstück • Luftschlauch • Medikamentenbehälter • DC-Adapter • Luftfilter

Logistische Details

	Menge in St/Kg	Bruttogewicht in Kg	Abmessungen in cm
Einzelverpackung	1		
Innerkarton	4		
Umkarton	8		
Lage		-	-
Palette			



EAN: 4022356702724
Art.-Nr.: 70272



mehr Infos unter www.scala-electronic.de

Rev.: 10.08.2026