

Mesh Inhalator M11 Mesh Silent



Ideal für den Einsatz zu Hause und auf Reisen

- Neue Mesh-Technologie.
- Geräuscharmer Betrieb.
- Innovativer, U-förmiger Medikamentenbehälter.
- Restmenge der Medikamentenlösung: $\leq 0,1$ ml.
- Betrieb über Batterien und USB-Kabel.
- Leichtes und kompaktes Design, einfach zu transportieren.
- Sichere Verwendung von Materialien in Lebensmittelqualität.
- Automatische Abschaltung bei niedrigem Medikamentenstand.

Spezifikation



EAN 4022356702717
Art.-Nr.: 70271



mehr Infos unter www.scala-electronic.de

Mesh Inhalator M11 Mesh Silent

Vernebelungsdruck	≥ 130 kPa (18,9 psi)
Vernebelungsrate	≤ 5 µm (EN13544-1) ≥ 0,25 ml/min
Geräuschpegel	≤ 52 dB
Bedienelemente	Eine Taste: Ein/Aus
Fassungsvermögen des Medikamentenbehälters	≤ 8 ml, Lebensdauer des Medikamentenbehälters 180 Stunden
Stromversorgung	2 x AA, 3 V, 90 Minuten Betriebsdauer mit 2 Alkalibatterien. Ein USB – C Kabel, 5 V zur dauerhaften Anwendung, Leistungsaufnahme ca. 2 W
Arbeits Temperatur	Temperatur: 10°C bis 40°C; Relative Luftfeuchte: 30% bis 85%
Lager Temperatur	Temperatur: -20°C bis 55°C; Relative Luftfeuchte: bis 93%
Abmessung	35 (B) x 106,5 (H) x 45 (T) mm
Gerät Gewicht	Ca. 90 g
Farbe	weiß
Herkunftsland	China
Sprachen der Bedienungsanleitung	Deutsch, Englisch
Inhalt je Stück	• Basisgerät • Inhalationsmaske (Erwachsener), Inhalationsmaske (Kind) • Mundstück • Medikamentenbehälter • Batterien, USB – C Kabel

Logistische Details

	Menge in St/Kg	Bruttogewicht in Kg	Abmessungen in cm
Einzelverpackung	1		
Innerkarton	4		
Umkarton	8		
Lage		-	-
Palette			

Masken


Parikel
-größe

 < 5µm

Ampullen
-Kapazität

 7ml

EAN 4022356702717
Art.-Nr.: 70271
